

Estimado cliente,
Le agradecemos la confianza depositada en nosotros. Este calzado es un Producto Sanitario (MD) de Clase I, el cual, cumple con las exigencias del Reglamento (UE) 2017/745 sobre Productos Sanitarios, garantizando la seguridad y la calidad del producto con el marcado CE.

Descripción

Este calzado está diseñado y fabricado por **Salemedical®** sobre una horma de ancho especial, para ello, utilizamos tejidos técnicos de alta calidad, tanto para el exterior como para el interior del zapato, con cualidades hipoalérgicas y capacidad bacterioestática. La plantilla interior está elaborada sobre una base de viscoelástica. Nuestra suela es de caucho de alta resistencia y antideslizante en condiciones normales, ofreciendo un buen agarre durante la pisada.

1. Aplicación-Finalidad prevista



Ante cualquier duda, debe consultar con un profesional sanitario. Los productos **Salemedical®** han sido desarrollados para personas con enfermedades sistémicas crónicas y deformidades que repercuten en los pies:

- Enfermedades de tipo dermatológico: Infecciones de tipo bacteriano, vírico y fúngico.
- Diabetes Mellitus tipo I y II y problemas derivados: ampollas, edemas, úlceras, heridas.
- Enfermedades de tipo Neurológico con afectación sensitiva y motora.
- Postoperatorio: Férulas, Ortesis plantares, Vendajes gruesos.
- Enfermedades de tipo traumológico: Metatarsalgias, osteoporosis, deformidades de los dedos, coaliciones tarsales de los pies, talalgias.
- Enfermedades de tipo Reumático: Artritis o Artrosis
- Enfermedades de tipo circulatorio: edemas e hinchazón. Prevención de heridas y úlceras.

2. Lugar y condiciones de uso:

Todos nuestros modelos están elaborados específicamente para el uso que se le va a dar, por lo tanto, debe respetarse el uso indicado, los modelos de casa usarlos solamente para interior y los modelos de calle solo para exterior, estos últimos deben ser secados tras su uso después de lluvia (conforme a las indicaciones del apartado 8. Limpieza y cuidado.)

Se debe tener en cuenta que existe peligro de deslizamiento en superficies húmedas o deslizantes, y también en caso de hielo o nieve. En estos casos, proceda con la máxima precaución.



3. Precauciones



Compruebe que el envase contiene un producto idéntico a la imagen de la etiqueta del envase y no haya sufrido daños. En caso de detectar cualquier alteración de las propiedades del producto o de sus prestaciones debe desistirse de su uso y comunicarle la anomalía al fabricante lo antes posible.

4. Advertencias



Debe evitarse el uso del calzado **Salemedical®** en personas con hipersensibilidad a cualquiera de los elementos que constituyen el producto. **Está contraindicado en personas alérgicas al Latex, la suela del calzado es de Látex natural o puede contener trazas de Látex natural.**

Si sucede un incidente grave (muerte o deterioro grave de la salud) debe informarse al fabricante y a la autoridad competente en el estado.

5. Materiales empleados:

- Los modelos de **Salemedical®** están fabricados con distintos tipos de materiales:
- Tejido externo: textiles variados según el modelo.
- Tejido interno o Forro: 100% poliéster Coolmax / Carbón.
- Plantilla extraíble: 100% poliéster Coolmax / Carbón sobre una base de látex sintético.
- Suela: Caucho natural (LATEX).

6. Uso adecuado del producto

Antes del primer uso:

- . Quite todos los elementos de relleno (papel, etc.) y ajuste el calzado.

. En caso de necesidad, adecue el calzado a través de la longitud del cierre.

Para el uso del calzado, siga estas instrucciones:

1. Siéntese sobre un apoyo estable
2. Abra los cierres ajustables del calzado
3. Coloque el pie sobre el calzado
4. Cierre el calzado ajustándolo al pie, sin holguras, pero sin un apriete excesivo.

Ayudante pelotero,

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Αυτά τα υποδήματα είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I (MD), το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ εγγυάται την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος με τη σήμανση CE.

Περιγραφή

Αυτά τα υποδήματα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την **Salemedical®** σε ένα καλούπι για υποδήματα ειδικού πλάτους, χρησιμοποιώντας τεχνικά υφάσματα υψηλής ποιότητας, τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό του παπουτσιού, με υποαλλεργικές ιδιότητες και βακτηριοστατική ικανότητα. Ο εσωτερικός πάτος είναι κατασκευασμένος πάνω σε βιοσκληραστική βάση. Η σόλα μας είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ υψηλής αντοχής και αντοχοηλεκτρικό σε κανονικές συνθήκες, προσφέροντας καλή πρόσφυση κατά το περπάτημα

1. Εφαρμογή-Σκοπός χρήσης



Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. Τα προϊόντα **Salemedical®** έχουν σχεδιαστεί για άτομα με χρόνιες συστηματικές παθήσεις και παραμορφώσεις που επιπράζουν τα πόδια:

- Δερματολογικές παθήσεις: βακτηριακές, ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις.
- Σακχαρώδης διαβήτης τύπου I και II και συναφή προβλήματα: φουσκάλες, οίδημα, έλκη, πηληγές.
- Νευρολογικές παθήσεις του συνδετικού ιστού από αισθητηριακές και κινητικές διαταραχές.
- Εξοπλισμός μετεγχειρητικής περιόδου: νάρθηκες, νάρθηκες στήριξης της καμάρας του ποδιού, παχύιο επίδεσμοι.
- Παθήσεις που συνδέονται με τραύμα: μετατραυματικά, οστεοπόρωση, παραμορφώσεις των δακτύλων των ποδιών, σύνδρομο τερσαίου σωληνίου, πόνος στη φτέρνα (θαλαλγία).
- Ρευματικές παθήσεις: άρθροπάθεια ή αρθροπάθεια
- Κυκλοφορικές παθήσεις: οίδημα και πρήξιμο.
- Πρόληψη πληγών και εκκώ.

2. Τόπος και όροι χρήσης:

Όλα τα μοντέλα μας είναι κατασκευασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται, επομένως η χρήση τους πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη. Τα μοντέλα για το σπίτι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους, ενώ τα μοντέλα δρόμου μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Τα τελευταία πρέπει επίσης να στεγνώνουν μετά από χρήση σε βροχή (σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 8. Καθαριότητα και φροντίδα).

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης σε υγρές ή ολσθιρές επιφάνειες, καθώς και σε περπάτηση πάγου ή χιονόπτωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προχωρήστε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.



3. Προφυλάξεις



Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιέχει ένα προϊόν πανομοιότυπο με την εικόνα στην ετικέτα της συσκευασίας και ότι δεν έχει υποστεί κάποια φθορά. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε αλλοίωση των ιδιοτήτων ή των επιδόσεων του προϊόντος, η χρήση του πρέπει να διακοπεί και να ειδοποιηθεί ο κατασκευαστής το συντομότερο δυνατό.

4. Προειδοποιήσεις



Η χρήση των υποδημάτων **Salemedical®** θα πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα με υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα στατικά στοιχεία του προϊόντος. **Αντενδκνκνται σε άτομα με αλλεργία στο Latex, καθώς η σόλα των υποδημάτων είναι κατασκευασμένη από φυσικό λάτεξ ή μπορεί να περιέχει ίχνη φυσικού λάτεξ.**

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού (θανάτου ή σοβαρής επιδείνωσης της υγείας), θα πρέπει να ενημερωθεί ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή του κράτους.

5. Χρησιμοποιούνται υλικά:

Τα μοντέλα της **Salemedical** κατασκευάζονται από διαφορετικούς τύπους υλικών:

- Εξωτερικό ύφασμα: διαφορετικά υφάσματα, ανάλογα με το μοντέλο.
- Εσωτερικό ύφασμα ή επένδυση: 100% πολυεστέρας Coolmax / άνθρακας.
- Αφαρούμενη εσωτερική σόλα: 100% πολυεστέρας Coolmax / άνθρακας πάνω σε βάση από συνθετικό λάτεξ.
- Σόλα: Φυσικό καουτσούκ (LATEX).

6. Σωστή χρήση του προϊόντος

Πριν από την πρώτη χρήση:

- . Αφαιρέστε όλα τα υλικά γεμίματος των υποδημάτων (χαρτί κ.λπ.) και ρυθμίστε τα υποδήματα.

. Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το κάθε παπούτσι μέσω του μήκους του λουριού. Για τη χρήση των υποδημάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Καθίστε σε μια σταθερή βάση
2. Ανοίξτε τα ρυθμιζόμενα λουριά των παπουτσιών
3. Τοποθετήστε το πόδι μέσα στο παπούτσι
4. Κλείστε το παπούτσι καλά γύρω από πόδι, χωρίς να είναι χαλαρό, όχι όμως και πολύ σφιχτό.

Dear customer,

Thank you for placing your order. These shoes are a Class I Medical Device (MD), which complies with the requirements of Regulation (EU) 2017/745, while guaranteeing the safety and quality of the product with the CE marking.

Description

This footwear is designed and manufactured by **Salemedical®** in a specific last for footwear of special width, using technical high-quality materials for both the exterior and interior of the shoe, with bacteriostatic properties and memory foam. The sole of our shoe is made of high-strength and antistatic rubber in normal conditions, providing good grip when walking.

1. Intended Use



If you have any doubts, you should consult a healthcare professional. The **Salemedical®** products are designed for people with chronic systemic diseases and deformities that affect the feet:

- Skin conditions: Bacterial, viral and fungal infections.
- Type 1 and type 2 diabetes.
- Neurological diseases with sensory and motor involvement.
- Postoperative period: Splints, braces, support devices.
- Trauma-related conditions: Casts, splints, support devices.
- Rheumatic conditions: Arthritis or Arthrosis
- Circulatory disease: Oedema and swelling.

2. Place and conditions of use:

All of our models are specifically designed for the use that they are intended for, therefore, the use inside the home must be respected, the models for indoor use only must be used indoors, and the models for outdoor use must be dried after wear.

Please be aware of the circumstances, especially in wet or icy conditions, or when walking on snow or ice. In these cases, proceed with maximum caution.



3. Precautions



Check that the packaging contains a product identical to the image on the label and that it has not been damaged. If you detect any alteration of the product's properties or its performance, stop using it and contact the manufacturer as soon as possible.

4. Warnings



The use of **Salemedical®** footwear should be avoided in people with hypersensitivity to any of the constituent elements of the product. **Latex is contraindicated in people with latex allergy, as the sole of the shoe is made of natural latex or may contain traces of natural latex.**

5. Materials used:

Salemedical® models are made with different types of materials:

- Exterior fabric: different technical fabrics, depending on the model.
- Interior fabric or Lining: 100% polyester Coolmax / Carbon.
- Removable insole: 100% polyester Coolmax / Carbon over a base of synthetic rubber (LATEX).
- Outsole: Natural rubber (LATEX).

6. Proper use of the product

Before first use:

- Remove all packaging (paper, etc.) and adjust the shoes.

. If necessary, adjust the shoes to your foot length using the laces. For the use of the shoes, follow these instructions:

1. Sit on a stable support
2. Open the adjustable laces of the shoes
3. Place your foot inside the shoe
4. Close the shoe around your foot, without being too loose, but not too tight.

