

# Ficha de Producto

Referencia: 7015

## Biombo para separación de pacientes



- Estructura en acero con revestimiento en epoxy
- Telas plastificadas desmontables y lavables
- Tres cuerpos independientes plegables
- Ruedas giratorias de 45 mm



- Medidas tela: 141 x 145 cm
- Medida cada cuerpo: 75 cm
- Medida biombo abierto: 225 cm
- Medida largo: 75 + 75 + 75 cm
- Medida ancho: 40 cm
- Altura: 177 cm