

Vento



AUTONOMÍA SIN LÍMITES



♣ **Altas prestaciones:**

Potencia max. 500W - Velocidad max 8 km/h

Baterías 2x20Ah/Baterías de litio 21Ah

Autonomía max 25km/27km

Manillar ergonómico - Luces LED

♣ **Dimensiones compactas:**

Longitud de serie 107cm – Personalizable bajo pedido 90-106cm

♣ **Máxima robustez: peso máximo recomendado 136kg**

♣ **Desmontable y transportable:**

♣ **Facilidad de carga: dos tomas - tres opciones**

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



ALTAS PRESTACIONES

POTENCIA max. 500W - BATERÍAS 2x20Ah/ Lito 21Ah
VELOCIDAD máx. 8 km/h - AUTONOMÍA máx. 27km

BATERÍAS PORTÁTILES

Doble toma de carga



LUCES LED

Para ver y ser vistos



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

RUEDINES ANTIVUELCO



PARAGOLPES

DELANTERO Y TRASERO



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



COMPACTO Y TRANSPORTABLE

SCOOTER COMPACTO: Longitud de serie 107cm
Personalizable bajo pedido entre 90cm y 106cm



FÁCILMENTE DESMONTABLE:

- . EN 5 PARTES
- . EN 1 MINUTO
- . SIN HERRAMIENTAS

BATERÍAS PORTATILES PARA CARGA INDEPENDIENTE:

- ♣ Caja de batería desmontable y transportable.

Caja ergonómica con zona de agarre para facilitar su manejo.

- ♣ Dos tomas y tres opciones de carga.

Toma individual en las baterías (carga independiente o sobre scooter).

Toma debajo del manillar para no tener que agacharse.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



EQUIPAMIENTO Y CONFORT



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilita el giro y relaja la postura de conducción. Especialmente útil para personas con problemas de movilidad en brazos u hombros.

ASIENTO COMPLETO:

Regulable en altura, anchura y profundidad

Giratorio 360º

Reposabrazos abatibles

Ángulo de reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Bolsillo en respaldo trasero



RUEDAS MACIZAS GRANDES


LLANTAS DE ALEACION:

Libres de pinchazos, absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento

TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO



BATERÍAS DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES

- ♣ Menor peso (la caja de las baterías pesa tan solo 4kg)
- ♣ Mayor autonomía y mayor fuerza en cuestas
- ♣ Mayor longevidad que las baterías convencionales
 - ♣ Reducida tasa de autodescarga
 - ♣ Sin problemas de efecto memoria

COMPARATIVA BATERÍAS Gel/AGM vs LITIO

TIPO BATERÍAS	PESO BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTO-DESCARGA
Gel/AGM 20Ah	14 kg	25 km	8 km/h	20%
Litio 21Ah	4 kg	27 km	8 km/h	6%


CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR VENTO y VENTO LITIO

Longitud scooter	107cm	Baterías	2x20 Ah LITIO 21Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	90-106cm	Potencia motor máxima	300 W
Anchura scooter	50 cm	Potencia motor nominal	500 W
Peso total	55 kg 45 kg	Velocidad máxima	8 km/h
Peso baterías	14 kg 4 kg	Autonomía máxima	25 km 27 km
Peso parte delantera	16 kg	Peso asiento	11 kg
Peso parte trasera	14 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Asiento regulable en altura	SI	Diámetro ruedas (del-tras)	19-22 cm
Respaldo asiento abatible	SI	Tipo cubiertas	macizas
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Anchura base asiento	42 cm	Peso máximo recomendado	136 kg
Profundidad base asiento	42 cm	Manillar	ergonómico
Altura suelo-plataforma	80mm	Color	azul metalizado
Reposacabezas	NO	Cesta portaobjetos	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes delantero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Paragolpes trasero	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación trasera	NO	Luces traseras	reflectantes
Partes en las que se desmonta	5	Intermitentes	NO
Toma USB	NO	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

ACCESORIOS

Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.

En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso



107 cm

50 cm

55 kg
45 kg

136 kg

2x20 Ah
Litio 21Ah

500W
300W

25 km
27 km

8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO