



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Scooter Traveler

ref: SP9TRAVELER

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/scooters/scooter-traveler>



LITHIUM-ION
BATTERY



El scooter Traveler® es un scooter de cuatro ruedas pensado para moverse con total facilidad. Su plegado es rápido y cómodo, ideal para un transporte y almacenamiento sencillos. Además, incluye una bolsa de transporte y puede arrastrarse como una maleta por aeropuertos y otros entornos. Gracias a su estructura íntegramente de plástico, ofrece un conjunto ligero y seguro: pesa solo 19 kg sin la batería de iones de litio.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Plegado compacto patentado

Además de ser ligero, incorpora un sistema de plegado rápido patentado, ideal para guardarlo y transportarlo sin tener que cargar con el peso. Sus asas integradas en la parte frontal y en los laterales permiten arrastrarlo como una maleta y, además, incluye bolsa de transporte. Una vez plegado, queda en un formato muy compacto, perfecto para almacenarlo incluso en los espacios más reducidos.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



Libertad

Pensado para un estilo de vida en constante movimiento. Ligero, plegable y apto para viajar en avión, Traveler® está diseñado para quienes buscan libertad y prestaciones. Con un chasis compacto y una alta capacidad de carga, ayuda a mantener la independencia tanto en aeropuertos, cruceros o como en los recados del día a día. Disfruta de una conducción ultraligera sin renunciar a la comodidad ni a la durabilidad.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Batería de litio extraíble

El scooter Traveler destaca por su ingeniería avanzada: es ligero, rápido de montar y pensado para facilitar el transporte. Una solución práctica que aporta mayor autonomía y hace que cada salida sea más cómoda y sencilla.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Homologado para viajar en avión

Puedes llevarte el scooter de viaje, ya que su batería de iones de litio está homologada por la IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) para su transporte aéreo. Además incorpora bolsas de viaje de serie.

Radio de giro reducido

Radio de giro reducido para maniobrar con facilidad en espacios pequeños. Sus dimensiones compactas están pensadas para moverse con soltura en interiores y adaptarse a pasillos estrechos y ascensores, ofreciendo una movilidad ágil en el día a día.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Desmontable en 4 piezas

Se desmonta fácilmente en pocos segundos en 4 partes para poder transportarlo en cualquier vehículo, dejando el peso de la pieza más pesada por debajo de 20 kg.

Como una maleta de viaje

Se transporta como una maleta de viaje sin necesidad de cargar peso. Fácil de plegar y llevar en cualquier situación y terreno.





AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Scooter plegable Traveler De serie: posavasos, portabebidas, cesta de almacenamiento y luces LED.	Item no. SP9TRAVELER	Rendimiento Motor: 2 x 220W (sin escobillas) Baterías: 12.5 Ah litio (LiFePO4) Velocidad: 6.5 km/h Autonomía: 21 km Pendiente máxima: 8° Radio de giro: 49 cm Barridos máximos: 3 cm Tracción: trasera Peso máximo de usuario: 130 kg / 353 lb
Peso 19 kg (sin asiento y sin batería)		
Dimensiones Anchura total: 49.5 cm Longitud total: 96.5 cm Altura total: 87.6 cm Anchura del asiento: 45 cm Profundidad del asiento: 43 cm Altura Motor: 5 cm Ruedas delanteras: 8" macizas Ruedas traseras: 9" macizas		
Materiales Chasis: polipropileno Asiento / respaldo: polipropileno Reposabrazos: poliuretano Ruedas: poliéster / TPE, con rodamientos de bolas de alta calidad		



Limpieza manual: Limpiar el producto con un agente de limpieza sin disolventes, con un pH entre 6-9, o con una solución desinfectante al 70 %.

Colores
Rojo, azul, gris, verde, rosa y blanco.



Total
19



Máximo
130



Montaje sin
herramientas

