

TILT

**ORT
HOS**
Inclusive solutions
PAEDIATRICS



La silla de ruedas de tracción eléctrica TILT se caracteriza por la versatilidad y funcionalidad. Gracias a sus soluciones técnicas es posible variar la profundidad del asiento de 400 a 520 mm y aumentar hasta 70 mm a medida base en la anchura. Asiento ajustable en ángulo mediante columna telescópica situada debajo de éste, funciona como báscula manual, de serie. Los apoyabrazos son regulables en altura y abatibles. El asiento y el respaldo están dotados de bandas tensoras que permiten elegir la tensión que desea. El respaldo permite una reclinación manual de 20° y es plegable, facilitando el transporte. Patines recopilados hacia atrás, regulables en altura y removibles. Autonomía hasta 40km en estándar. Amplia gama de accesorios y opciones disponibles.

TILT 18.82 CD EL 3 TI 36

Rueda delantera neumática	Ø200mm
Rueda trasera neumática	Ø300mm
Color estructura	azul
Color tapicería	pretos
Baterías (sin mantenimiento)	42 AH
Cargador de baterías	24V e 5A
Potencia	160w
Autonomía	40km*
Velocidad máxima adelante	7km/h*
Velocidad máxima marcha atrás	3km/h*
Radio de rotación	100cm
Peso máximo del usuario	100kg
Peso total	72kg

(* en condiciones normales de piso y peso del usuario)



TILT 36 54 36 76-86 70-75 50 32-42 88 76 36-42 10° 4 100 90°/105° 100 72

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

ORTHOSMAIA XXI C/Manuel Nuñez, 23ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono +34 886 312 806 // Teléfono móvil +34 678 994 993 // Email comercialespana@orthosxxi.com // Web www.orthosxxi.com

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
MOBILITY

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
PAEDIATRICS

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
WALKING AIDS

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
GERIATRICS

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
BATH/CLEAN

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
TRANSFER

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
HOSPITAL




**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
PREVENTION

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
POSITIONING

**ORT
HOS**
INCLUSIVE SOLUTIONS
REHABILITATION



Acesorios & Opciones

						
14.81 Apoyo de cabeza en U	14.82 Reposacabezas	14.83D Apoyo de cabeza dinámico	21.78 Apoyo de cabeza ajustable	21.80N Apoyo de cabeza occipital envolvente	14.01ME36 Puño ajustable en altura (18.82AB)	14.98 Mando mentoniano
						
14.99BR Mando mentoniano	14.95 Mando duplo	14.94U Mando de acompañante	13.26C Mando abatible	13.11 Protección de joystick	14.96S Joystick en el bandeja	14.96B Bandeja abatible con joystick abatible
						
14.53PPD/S Bandeja recortada para joystick	14.51URE Bandeja transparente rebatible	21.40 Soporte palmar (17.82N/18.82N/19.98N)	13.00/S Apoyabrazos cierre delantero 90°	21.88 Apoyabrazos contención bilateral (19.98N)	14.04J Apoya brazo ajustable en altura (17.82N)	14.78S Apoyabrazos abatible ajustable altura (19.98N)
						
14.05A Apoyabrazos acompañante inclinación (19.98N)	13.67 Almohadas interiores (17.82N/18.82N/19.98N)	13.48 Soporte de tronco	13.48A Soporte de tronco swing away	13.58 Abductor (18.82N/17.82N)	14.92B Respaldo reclinable eléctrico (18.82AB)	14.34EE-36 Respaldo reclinable manual (17.82N/18.82N/19.98N)
						
14.92S36 Respaldo reclinable eléctrico (18.82N/19.98N)	14.33 E Respaldo dinámico (17.82N/19.98N)	21.06 Respaldo anatómico fijo a la estructura	21.06B Respaldo anatómico bandas tensoras	21.06P E Respaldo postural superior lateral (18.82N/17.82N/19.98N)	13.15SH Respaldo anatómico de fondo en tejido (18.82AB/18.82N/19.98N)	13.15SC Respaldo anatómico fondo rígido (18.82AB/18.82N/19.98N)
						
21.06F Placa rígida de respaldo (18.82AB/18.82N/19.98N)	21.18FP Placa de asiento rígida (18.82N/19.98N)	21.18F Placa de asiento rígida (18.82N/19.98N)	13.15SD Asiento anatómico fondo en tejido (18.82AB/18.82N/19.98N)	13.15SB AAsiento anatómico fondo rígido tela (18.82N/19.98N)	22.56E Almohada PU (18.82N/17.82N/19.98N)	14.74EB Reposapiés elevables (18.82AB)
						
14.74ES Reposapiés de elevación eléctrico (18.82N/19.98N)	14.74ESG Reposapiés eléctrico giratorio removible (18.82N/19.98N)	14.74N Reposapiés elevador manual (18.82N/19.98N)	14.74EPG Reposapiés elevadores manual giratorio desprendible	14.73H Reposapiés ajustable en ángulo (18.82N/17.82N/19.98N)	14.73B Reposapiés eléctrico (18.82AB)	14.22TO Reposapiés único reb. ajust. en ángulo(17.82N)
						
14.76/H Reposapiés único aluminio/nylon (18.82N/17.82N/19.98N)	14.71DM Reposapiés dinámico (17.82N/19.98N)	14.71DMT Reposapiés dinámico (17.82N/19.98N)	13.27 Elevación eléctrica asiento (18.82AB/18.82N/19.98N)	13.22 Báscula eléctrica (18.82AB/18.82N/19.98N)	13.22A/SA Contra-báscula elét. (18.82N/19.98N)	13.25 Tracción frontal (19.98N)
						
13.41 Ruedas antivuelco (18.82N/17.82N)	13.43 Ruedas antivuelco (18.82N/19.98N)	13.41S1 Ruedas antivuelco (19.98N)	13.41S2 Ruedas antivuelco (19.98N)	13.12A Trepa paseo (18.82N/17.82N/19.98N)	13.05 Soporte bastones (18.82AB)	13.38 Soporte oxígeno (18.82AB)
		(sólo disponible con tracción trasera)				
13.48 Kit luz (18.82AB/18.82N/17.82N)	13.03 Espejo					

(sólo disponible con tracción trasera)

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

ORTHOSMAIA XXI C/Manuel Nuñez, 23ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono +34 886 312 806 // **Teléfono móvil** +34 678 994 993 // **Email** comercialespana@orthosxxi.com // **Web** www.orthosxxi.com

**ORT
HOS**
ENVIRONMENTAL
MOBILITY

**ORT
HOS**
JUNE 1, 2010 12:00 PM
PEDIATRICS

ORTHOS

ORT
HOS
GERIATRIC

ORTHOS
HOS
BATHACLES

OR
HO
TEAM

OR
HO

**OR
HO**

TOPICS OF HO

TOSH
TRADING
IMPORT & EXPORT

