



EBRO

Modelo	EBRO
Motor	700W
Controlador	140A
Longitud (mm)	1440 mm
Ancho (mm)	686 mm
Altura (mm)	1300 mm
Peso del Scooters (Sin baterías)	105 kg
Peso del Scooters (Con baterías)	135 kg
Tamaño de las ruedas delanteras	330 mm
Tamaño de las ruedas traseras	330 mm
Tipo cubiertas	Neumáticas + Cámara
Suspensión	En las 4 ruedas
Velocidad máxima	15 km / h
Radio de giro (mm)	1600 mm
Ángulo pendiente máxima	15°
Capacidad de la batería	55 ah
Cargador	5 Amp
Autonomía máxima de conducción (km)	50 km
Capacidad máxima de carga	228 kg

Asiento regulable en profundidad	SI
Asiento regulable en altura	SI
Asiento giratorio 360*	SI
Respaldo abatible y reclinable	SI
Reposacabezas	SI
Cinturón de seguridad	SI
Luces	Led, delanteras y traseras
Intermitentes	Led, delanteras y traseras
Retrovisores	SI
Columna de dirección regulable	SI
Cesta portaobjetos	SI
Ruedas antivuelco	SI
Paragolpes delantero y trasero	SI
Palanca desembrague	SI
Cuenta km y velocímetro digital	NO
Panel led	NO
Bluetooth integrado	NO
Altavoces incorporados	NO
Toma de USB	SI
Soportes para móviles	SI
Disponible diferentes colores	SI (consultar)