

Silla Zefir

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Estructura plegable

Silla Zefir

Sillas PCI Pediátricas

La silla Zefir combina una estructura compacta y ultraligera, ofreciendo unas dimensiones muy reducidas cuando está plegada, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

Indicada para usuarios de entre 80 y 140 cm de altura y hasta 40 kg de peso.

- **Sistema Crece Contigo**, gracias al ajuste del respaldo mediante extensores de altura, al ajuste del asiento con el borde abatible y al ajuste del reposapiés en altura, permite adaptar la posición de forma precisa a las necesidades de cada niño, garantizando confort y una correcta postura.
- **Set de almohadillas incluido**. Diseñadas para la estabilización del tronco y la pelvis del niño.
- **Suspensión en las ruedas traseras**. Las ruedas traseras están equipadas con un sistema de suspensión que reduce eficazmente las vibraciones al circular sobre superficies irregulares. Esto garantiza mayor comodidad para el niño y un manejo más suave de la silla.
- **Bloqueo direccional de ruedas**. Las ruedas delanteras cuentan con un bloqueo direccional, que permite una conducción estable de la silla en caminos rectos y en terrenos más exigentes.

Disponible en color gris ●



Se adapta a ti:



Respaldo reclinable:

Permite ajustar la inclinación del respaldo adaptándose a la comodidad del niño, proporcionando soporte adecuado tanto para momentos de actividad como de descanso. Su práctico mecanismo de reclinación garantiza un uso fácil y seguro.



Reposapiés ajustable en altura:

Permite adaptar la silla a las necesidades del niño en crecimiento, proporcionando un soporte ergonómico para las piernas y los pies. Su regulación sencilla garantiza comodidad y seguridad durante el uso, proporcionando una postura correcta en todo momento.



Sistema crece contigo:

Se ajusta fácilmente a la altura del niño gracias a sus diversos ajustes: la posibilidad de extender el respaldo, aumentar la profundidad del asiento y ajustar la altura del reposapiés. A medida que el niño crece, estos elementos pueden retirarse o ajustarse gradualmente, garantizando un soporte adecuado y proporcionando máxima comodidad al usuario.



Plegable y ligera:

Gracias a su intuitivo mecanismo puede plegarse rápidamente sin necesidad de retirar ningún elemento. Su construcción ligera proporciona a los cuidadores movilidad y comodidad, facilitando su transporte, manejo, desplazamiento y almacenamiento.

Elementos destacados:



Control para la cabeza

Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas

Barra de seguridad

Arnés pélvico

Sistema crece contigo. Respaldo y asiento regulables

Reposapiés plegable con cinchas y ajustable en altura

Ruedas trasera con amortiguación

Ruedas delanteras con bloqueo direccional

Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Reposapiés con cinchas




Barra de seguridad



Control cabeza



Arnés pélvico



Protectores laterales



Cojín zona lumbar

Accesorios



Capota



Bolsa bajo asiento



Taco abductor



Mesa terapéutica



Guantes de invierno



Saco



Bolsa manillar



Sombrilla



Protector para lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Zefir	0431009
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	39 x 52 x 84 cm
Peso total de la caja	20 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Capota	0432207
Bolsa bajo asiento	0432209
Taco abductor	0432208
Mesa terapéutica	0432210
Guantes de invierno	0432213
Saco	0432212
Bolsa manillar	0432214
Sombrilla	0432211
Protector para lluvia	0432196
Mosquitera	0432014

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	95 - 113 x 62 x 102 - 122 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	94 x 62 x 35 cm
Peso sin accesorios	13 kg
Material	Estructura: Aluminio y Acero / Tapizado: Polyester
Altura del niño	80 - 140 cm
Peso máximo soportado	40 kg
Anchura del asiento	29 - 38 cm
Profundidad del asiento	24 - 30 cm
Altura del respaldo	50 - 60 cm
Anchura del respaldo	29 - 37 cm
Ajuste del reposapiés	20 - 30 - 40 cm (3 posiciones)
Distancia entre reposapiés y asiento	21 - 41 cm
Sistema "Crece contigo"	Sí
Reclinación de respaldo	25° - 57° (2 posiciones)
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell