

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR VENTO y VENTO LITIO

Longitud scooter	107cm	Baterías	2x20 Ah	LITIO 21Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	90-106cm	Potencia motor máxima	300 W	
Anchura scooter	50 cm	Potencia motor nominal	500 W	
Peso total	55 kg	Velocidad máxima	8 km/h	
Peso baterías	14 kg	Autonomía máxima	25 km	27 km
Peso parte delantera	16 kg	Peso asiento	11 kg	
Peso parte trasera	14 kg	Asiento giratorio 360º	SI	
Asiento regulable en altura	SI	Diametro ruedas (del-tras)	19-22 cm	
Respaldo asiento abatible	SI	Tipo cubiertas	macizas	
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%	
Anchura base asiento	42 cm	Peso máximo recomendado	136 kg	
Profundidad base asiento	42 cm	Manillar	ergonómico	
Altura suelo-plataforma	80mm	Color	azul metalizado	
Reposacabezas	NO	Cesta portaobjetos	SI	
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI	
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes delantero	SI	
Cinturón de seguridad	NO	Paragolpes trasero	SI	
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces delanteras	SI (LED)	
Amortiguación trasera	NO	Luces traseras	reflectantes	
Partes en las que se desmonta	5	Intermitentes	NO	
Toma USB	NO	Ruedines antivuelco	SI	
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI	
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI	
ACCESORIOS				
Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI	
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI	
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI	
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI	
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI	
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI	
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>				

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso

