

Forest KIDS

Silla eléctrica infantil

¡Equipada para todos los terrenos! La Forest Kids es una silla de ruedas eléctrica con un diseño atractivo. El asiento se puede ajustar de manera óptima para la máxima comodidad de asiento para cada niño.



VERMEIREN
we care for you

Excelente en terrenos irregulares

Los mangos son regulables en altura.

El acolchado es muy cómodo. El asiento y el respaldo son ajustables por sistema eléctrico. Las cuatro ruedas están siempre en contacto con el suelo, lo que garantiza una estabilidad óptima en todos los terrenos.

- Ajustable a las necesidades personales
- Asiento y respaldo reclinable por sistema eléctrico
- Asiento y respaldo tapizados
- Rendimiento superior en interiores y exteriores
- Calidad y fiabilidad
- Estabilidad y adherencia a la carretera

Colores



Asiento y respaldo reclinables por sistema eléctrico de serie



Su eje pivotante delantero permite el contacto de las ruedas con el suelo en todo momento a pesar de encontrarse con desniveles importantes

Información técnica

Ancho total	600 mm
Altura total	930-1080 mm
Largo total	1050 mm
Altura del asiento	510 mm
Ancho del asiento	320 / 350 / 370 mm
Profundidad del asiento	330 - 390 mm

Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Forest Kids** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.



Reposabrazos ajustables en altura y a lo ancho



Empuñaduras ajustables en altura

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you