



CARRO DE LAVADO HIDRAULICO HASTA 180 KG.

REFERENCIA: ORT22399



INFANTIL

- CARRO DE LAVADO CON SISTEMA DE SUBIDA Y BAJADA HIDRAULICO.
- ELEVABLE DE 65 A 91 CM.
- INCLINABLE A GAS HASTA 5°.
- ESTRUCTURA DE ACERO RECUBIERTO DE POLVO CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE.
- MANGUERA DE EVACUACION/DESAGÜE DE FACIL USO.
- COLCHONETA DE PVC, TAPIZADO EN POLIESTER.
- 4 RUEDAS CON FRENO DE BLOQUEO DE POISICION COMPLETO CON ALTURA DE 125 MM.
- BARANDILLAS LATERALES ABATIBLES.
- FACIL MANEJABILIDAD.
- PESO SOPORTADO **180 KG.**
- **MEDIDAS COJIN:**
 - CILINDRICO: 55x15x7
 - CUÑA: 55x55x14/2h



OPCIONAL:



COJIN CILINDRICO ORT22338



COJIN CUÑA ORT22339

A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	N
65-91	143,5	19,5	20	170,5	165,5	65,5	56	67	72	0-5°