



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asidera doble TWIN

ref: AD947

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/barandillas/asidera-doble-twin>



Asidera barandilla doble para la cama, de tacto cálido que ayuda a mantener el equilibrio cuando se está junto a la cama y da confianza y estabilidad para entrar y salir de la misma. Se asegura fácilmente al somier con las cinchas incluidas, quedando debajo del colchón.



La asidera Twin es una ayuda que le permite levantarse y sentarse de forma segura desde una posición acostada hasta una sentada, con la ayuda de las dos asas. Ambas asas son regulables en alturas distintas. También se puede utilizar para colocar el cuerpo en una posición cómoda o para reposicionarse.

La asidera doble Twin sólo se puede utilizar en camas de 90 o 100 cm de ancho.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Altura Asa 1	Altura asa 2
AD947	90/100 cm	42 a 53 cm	27 a 37 cm