

SIRP

Fixed massage bed

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 1120040231



ENG

- Multifunctional fixed table with two sections.
- Chrome-plated structure at the bottom of the base.
- Manual backrest 40° inclination.
- Breather hole.
- Headrest cushion.

ESP

- Camilla fija multifuncional de dos cuerpos.
- Estructura cromada en la parte inferior de la base.
- Inclinación manual de 40° del respaldo.
- Agujero facial.
- Cojín reposacabezas.

FR

- Table fixe multifonctionnelle à deux sections.
- Structure chromée au fond de la base.
- Manuel inclinaison de 40° du dossier.
- Trou visage.
- Coussin d'appui-tête.

ITA

- Tavolo fisso multifunzionale a due sezioni.
- Struttura cromata nella parte inferiore della base.
- Inclinazione del poggiatesta manuale 40°.
- Foro facciale.
- Cuscino poggiatesta.

DEU

- Multifunktionaler fester Tisch mit zwei Sektionen.
- Verchromte Struktur an der Unterseite des Sockels.
- Manuelle Rückenlehne mit 40° Neigung.
- Gesichtsloch.
- Kopfstützenkissen.

↔	183 x 63 cm
↑↓	75 cm
KG	26 kg
Max.	150 kg
📦	189 x 72 x 18 cm
✚	6 cm
📄	PVC ○

ACCESSORIES

FULU (1460040011): Paper roll holder

SIRP

Fixed massage bed

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 1120040231

