

CP625
Silla de ruedas plegable SKINNY GO – ARDEA ONE
Finalidad

Silla de rueda propulsable destinada a la movilidad de personas con problemas parciales o totales de deambulación

Características principales

Chasis en acero pintado, cruceta única, asiento y respaldo en nylon negro, acolchado y lavable, bolsillo posterior. Ruedas traseras rígidas en PU (Ø 30 cm), posicionadas bajo del asiento para reducir el tamaño y facilitar el acceso a los lugares estrechos. Doble agujero para ser transformada en modelo autopropulsable (kit opcional). Ruedas delanteras en PU (Ø 18 cm) con horquilla en plástico. Reposapiés extraíbles ajustables en longitud en plástico negro y correa para el talón.

Imagen producto

REFERENCIAS FABRICANTE
Fabricante MORETTI S.P.A.

País de producción CHINA

Clase del producto Clase I

Código clasificación GMDN 41630

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso Max 110 Kg

















Embalaje Polietileno / Caja de Cartón

MATERIALES PRINCIPALES
Estructura Acero

Asiento Nylon

Ruedas delanteras PU

Ruedas traseras PU sin cámara

VARIANTES																
CP625-40: Asiento 40 Cm								CP625-43: Asiento 43 Cm								
TAMAÑO																
																
CP625-40	88	61	41	92	80	53	47	40	37	51	26	16,5	30	18	-	110
CP625-43								43		54						
ACCESORIOS OPCIONALES																
CPA100-40/43								Cojín Espuma h 5 Cm								
CAR900								Apoyacabeza regulable								
CBR600								Portasueros								
CPA120V								Reposapiés elevables pintados								
CPA120C								Reposapiés elevables cromados								
RP245								Cinturón de seguridad modelo coche								
RP247								Cinturón de seguridad con hebilla								