

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Rev. 01 – 11.12.2019	Modulo STD
----------------------------------	----------------------	-------------------

PO300	Sillón elevable NINFEA
--------------	-------------------------------

Finalidad

Los sillones elevadores MOPEDIA están destinados para el reposo del paciente en interiores.

Características principales

Sillón elevable NINFEA, pensada para el relax y el descanso de la persona. Respaldo y asiento con acolchado de diferentes densidades, estudiadas para mantener una posición correcta. Estructura de acero pintado, tejido técnico, antimanchas, hidrófugo, antiácaros, antimicrobiano, antibacteriano y transpirable. Está dotado de dos motores independientes que te permiten inclinar el respaldo y el reposapiés por separado, permitiendo así obtener más posiciones, desde la adecuada para leer o ver televisión, hasta la de relajación y / o digestión. El sillón tiene la función verticalizador, gracias a un motor que permite levantar a la persona. Con este dispositivo de elevación, se acompaña a la persona sentada a una posición casi erguida, lo que facilita el levantamiento de la persona. Los ajustes de las distintas posiciones del respaldo y del reposapiés se realizan mediante un práctico mando a distancia de cuatro botones, de fácil manejo.

Imagen producto

REFERENCIAS FABRICANTE

Fabricante en conformidad con 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
País de producción	<i>EUROPA EXTRA UE</i>
Clase de dispositivo 93/42	<i>Clase I</i>
Código de clasificación GMDN	<i>10796</i>

Características técnicas

Peso máximo usuario	<i>130 Kg</i>
Peso máximo usuario modelo XL	<i>160 Kg</i>

Embalaje	Caja de cartón										
Número motores	2										
Partes motorizadas	3 – Asiento, Respaldo, Apoyapiernas										
Alimentación	230V 50/60Hz										
Absorción	Max 110W W										
Materiales principales											
Estructura	Acero y madera con recubrimiento en polvo										
Acolchado respaldo	18-22 Kg/m3										
Acolchado asiento	35 Kg/m3										
Acolchado reposabrazos	40 Kg/m3										
Acolchado piecero	18 Kg/m3										
Tejido	Poliéster										
Latex Free	SI										
Variantes											
PO300B – Tejido GORDON 95 Azul						PO300R – Tejido GORDON 70 Rojo					
PO300G – Tejido GORDON 22 Gris						PO300S – Tejido GORDON 20 Arena					
PO300M – Tejido RITZ 94 Marrón						PO300T – Tejido GORDON 44 Terracota					
PO300P – Tejido GORDON 38 Pistacho						PO300G-XL - – Tejido GORDON 22 Gris Modelo XL					
Dimensiones											
Codici										 Portata MAX (Kg)	
PO300x	53	46	48	77	85	61	100	160	150	130	52
PO300G-XL	64	46	48	88	85	61	100	160	150	160	55
(*) tolleranza +/- 1 Cm											
Accesorios opcionales											
POA300	Roller system 4 ruedas de 50mm										
POA301	Roller system 2 ruedas de 50mm										
POA305	Batería de respaldo										
POA310	Kit funda										