

Sira

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La silla eléctrica Sira combina diseño, funcionalidad y facilidad de transporte para ofrecer una movilidad segura y cómoda. Su estructura plegable la convierte en una solución práctica para el día a día.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBERCAR SIRA

	Potencia motor máxima	2x350W		Potencia motor nominal	2x250W
	Velocidad max.	7 km/h		Batería	Gel 2x20Ah
	Velocidad marcha atrás	3 km/h		Autonomía max.	20 km
	Peso estructura silla	42 kg		Peso batería	integradas
	Peso total silla	43 kg		Batería extraíble	No
	Anchura	65 cm		Anchura silla plegada	41 cm
	Longitud	98 cm		Longitud con reposapiés plegados	73 cm
	Altura	95 cm		Altura con respaldo plegado	72 cm
	Rueda trasera neumática	42 cm		Rueda delantera antipinchazos	20 cm
	Plegable	Sí		Peso máximo recomendado	136 kg
	Anchura asiento entre reposabrazos	43 cm		Profundidad asiento	42 cm
	Altura base asiento	51 cm		Adaptable diestros/zurdos	Sí
	Pendiente máxima	18%		Pendiente de seguridad	12%
	Joystick con display digital	Sí		Intensidad joystick progresiva	Sí
	Nº marchas	5		Cinturón de seguridad	Sí
	Reposapiés abatibles hacia arriba	Sí		Reposapiés abatibles hacia afuera	Sí
	Reposapiés extraíbles	Sí		Banda reposapiernas	Sí
	Reposabrazos abatibles	No		Respaldo anti-transpirante	Sí
	Llantas de aluminio	Sí		Bolsillo trasero	Sí
	TOMA USB	Sí		Manetas para empuje manual	Sí
	Freno electromagnético	No		Frenos manuales de seguridad	Sí
	Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745		Normas ISO9001 y ISO13485	Sí

ACCESORIOS

	Luces delanteras y traseras	Sí		Joystick posición acompañante	Sí
	Reposacabezas	Sí		Mochila	Sí
	Porta-muleta	Sí		Porta-bastón	Sí
	Porta-latas	Sí		Funda protectora	Sí
	Chubasquero	Sí		Color personalizable	Sí
	Asiento calefactable	Sí		Giro joystick 90°	Sí

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas.