



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas eléctrica Spider

ref: R140

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-electricas/silla-de-ruedas-electrica-spider>



Es la única silla eléctrica de tracción central plegable del mercado y con el radio de giro más excepcionalmente reducido. Es muy compacta: se pliega hasta quedar en solo 20 cm de grosor y la base pesa únicamente 19 kg.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Control y confianza en cada movimiento

La configuración de tracción central de Spider ofrece una ventaja muy especial: permite girar prácticamente sobre sí misma. Para moverse con agilidad en espacios reducidos o en zonas urbanas concurridas, es difícil encontrar una solución más práctica.

Sus ruedas delanteras y traseras aportan estabilidad, mientras que sus detalles pensados para el día a día, como los reposabrazos abatibles, las luces delanteras y traseras, y el puerto de carga USB, ayudan a disfrutar de desplazamientos más cómodos, seguros y con mayor confianza.

Además, incluye cuatro colores en la caja, rojo, azul, verde militar y verde, para que puedas cambiar el aspecto de tu silla eléctrica siempre que te apetezca.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Maniobrabilidad con tracción central

El diseño de tracción central permite girar en un espacio mucho más reducido. Esto facilita enormemente esas maniobras del día a día que a veces resultan complicadas, como desplazarse por pasillos estrechos, moverse por la cocina o acercarse cómodamente a una mesa.



Radio de giro de 49 cm



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Estabilidad y confort en todo momento

Las ruedas delanteras y traseras trabajan junto con la tracción central para mantener la silla estable, incluso en exteriores. Combinado con el asiento y el respaldo acolchados, este diseño ofrece una conducción cómoda, fácil de controlar y muy segura.

Para uso en exteriores, se recomienda utilizar un cinturón de seguridad universal, ya que ayuda a mantener una postura correcta durante la marcha y contribuye a mejorar el control y la seguridad.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Práctica hasta el último detalle

La Spider incorpora soluciones pensadas para hacer el día a día más fácil. Su estructura se desmonta rápidamente en tres partes, facilitando el transporte y el almacenamiento. Además, cuenta con un puerto USB en el reposabrazos para cargar el móvil y una cesta extraíble bajo el asiento, muy práctica para pequeñas compras o desplazamientos diarios.



Máximo

Se adapta a cada usuario

Gracias a su ancho ajustable sin herramientas, la Spider ofrece una adaptación rápida y sencilla. Sus brazos se ensanchan hasta 50 cm y soporta usuarios de hasta 130 kg, combinando comodidad, resistencia y practicidad.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

Modelo	R140
Anchura Total	58,5 cm
Longitud Total	96,5 cm
Ancho Asiento	45 cm
Profundidad Asiento	44 cm
Altura Asiento	53 cm
Altura Reposabrazos	23 cm
Ruedas Satelite	6"
Rueda Central	8"
Radio de Giro	49 cm
Altura Libre	5,4 cm
Pendiente Máxima	6º
Motores	2 x 250W
Baterías	12,5 Ah
Velocidad	6,5 km/h
Autonomía	20 km
Peso Total	Desde 20 kg
Peso Máx.	130 kg
Alto total	90 cm

