


colores disponibles:



¿Vives en una zona con terreno irregular, en el que solo el scooter **CRISTAL** – de 3 ruedas con suspensión total puede llegar? **CRISTAL** de Veeco es un scooter de movilidad eléctrico equipado con un motor de 1000 W, que facilita una llegada cómoda a cualquier lugar.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máximo del usuario: 160 kg / 25.2 st

Peso del scooter: 120 kg / 18.9 st

Capacidad de escalada: 17°

Alcance máximo con una sola carga: 40-60 km / 24.9-37.3 mi

Velocidad de respuesta: Baja

Velocidad máxima: 8 mph / 12 km/h

Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter

Ajuste del asiento: Si

Suspensión: Completa

Clase de scooter: Clase-3

Autonomía del vehículo: Nivel 0

Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%

Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C

Radio de giro: 224 cm / 88.2"

MOTOR

Poder: 1000 W

Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Gel de plomo-ácido

Capacidad: 20 Ah

Voltaje: 60 V

Ciclo de vida: 600 cargas completas

Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor

Trasero: Tambor

Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 3

Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara

Tamaño: 3.00-10"

Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: H51

Faro de luz alta: H51

Luces de posición: LED (integrado con lámpara)

Luces de señalización delanteras y traseras: LED (integrado con lámpara)

Luz de freno: LED (integrada con lámpara)

Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)

Luz de matrícula: LED (integrada con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Bocina

Retrovisores

Bloqueo del volante

Freno de mano

Pantalla analógica

USB port

