


dortomedical⁺

colores disponibles:



Felicitaciones por encontrar el mejor scooter de movilidad con las baterías más confiables. Nuestro modelo **DRACO** es el scooter de movilidad de la más alta calidad y de primera línea. Acelera con tan solo presionar un botón, este modelo fue fabricado pensando en las personas mayores, y jóvenes. No espere, adquiéralo ahora y aventúrese en un viaje a plena capacidad.

*¡El scooter viene **montado** y **listo para funcionar!*** 

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máximo del usuario: 160 kg / 25.2 st
Peso del scooter: 103 kg / 16.2 st (con batería de gel de plomo), 88 kg / 13.9 st (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-50 km / 28-31.1 mi
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 8 mph / 12 km/h
Sistema de aceleración: Pulsar un botón
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 165 cm / 65"

MOTOR

Poder: 800 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Gel de plomo-ácido (puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla LED eléctrica
Puerto USB
Soporte para bastones
Alarma
Control remoto

