


dortomedical⁺

colores disponibles:



Si alguna vez ha sentido demasiado calor mientras disfrutas del aire libre, entonces lo que necesita es un scooter de movilidad **FASTER** con techo. Con una capota perfecta, te protegerá del calor y hará que cada viaje sea mucho más agradable. Este modelo ha sido especialmente bien acogido por todos los amantes del golf.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máximo del usuario: 160 kg / 25.2 st
Peso del scooter: 133 kg / 20.9 st (con batería de gel de plomo) / 117 kg / 18.4 st (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-60 km / 28-37.3 mi
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 8 mph / 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 220 cm / 86.6"

MOTOR

Poder: 1000 W
Voltaje: 60 V

BATTERY

Tipo: Gel de plomo-ácido (puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Tambor
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 3.00-8" / R 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla LED eléctrica
Puerto USB
Techo y parabrisas
Alarma
Control remoto

