

TUMBONA OCEANIC ENJOY

OCEANIC ENJOY



Chair for the beach, field and areas where the terrain is irregular, paved, sandy, etc ...

With our chair you can have a walk on the beach and feel the sea breeze as with Oceanic Walk you can go to the shore and sit and watch the sea.

Due to its comfortable, ergonomic and hypoallergenic seat you will truly rest every time you sit down. It is very light, built in aluminum and anticorrosive materials to extend the life of the product.

Its wheels are large diameter and pneumatic to improve both agility and handling.

Folding Arms

Silla para la playa, campo y zonas donde el terreno es irregular, adoquinado, arenoso, etc...

Con nuestra silla puedes tener un paseo por la playa y sentir la brisa del mar ya que con Oceanic Walk se podrá acercar hasta la orilla y sentarse a mirar el mar.

Debido a su cómodo asiento, ergonómico e hipoalergico usted descansará de verdad cada vez que se siente.

Es muy ligero, construido en aluminio y materiales anticorrosivos para alargar la vida del producto. Sus ruedas son de gran diámetro y neumáticas para mejorar tanto la agilidad como su manejo.

Brazos Abatibles

Características Técnicas

Technical Specifications

	Características Técnicas	Technical Specifications
Largo / Length	225 cm	88,6"
Ancho / Wight	92 cm	36"
Alto / Height	114cm	44,8"
Peso / Weight	11,5 Kg	25,35 lbs
Cap. Max. / Max. Load	125 Kg	275,5 lbs
Medidas Ruedas / Wheel Measures	39 x 16,5 cm	15,3 x 6,4"

MADE IN SPAIN

HECHO EN ESPAÑA



CE APPROVED **FDA**
ISO 9001 ISO 14001 ISO 7176

