



**Premium products.
Quality service.**



Premium products. Quality service.

Breezy,

Seguridad y confianza. La tranquilidad de saber que una Breezy no te fallará. Sencilla, cómoda y fácil de usar. Una relación duradera en la que puedes confiar.

Breezy, tu marca de confianza. Materiales robustos, productos adecuados para todos los entornos; y con la mejor relación calidad/precio. Y además, el valor y la seguridad de tener el mejor y más rápido servicio. Fácil de manejar. Fácil de ajustar. Fácil de pedir.

Es... ¡¡una Breezy!!





Seguridad y confianza.

La tranquilidad de saber que una Breezy no te fallará

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



CIRRUS G5

RELAX 2

Material	Acero	Aluminio
Anchura de asiento	39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 cm	38 / 43 / 48 cm
Anchura de asiento versión XL	n/a	n/a
Profundidad de asiento	44 / 47 / 50 cm (ajustable)	42 a 50 cm
Altura de asiento	37,5 a 52,5 cm (sin cojín) +2.5 cm con la base deslizante	41,5 a 50 cm (según modelo)
Ángulo de asiento	-	-
Altura de respaldo	De 55 a 65 cm	55 cm (ajustable a 57,5 cm y 60 cm)
Anchura total	Anchura de asiento + 22 cm (+ 24 cm con frenos de tambor)	Anchura de asiento + 20 cm (+ 22 cm con frenos de tambor)
Longitud total con reposapiés	115 cm	111 cm máx.
Altura total	110 cm	115 cm máx
Anchura plegada	n/a	n/a
Basculación de asiento	De 0° a 33°	De 0° a 25° / De -3° a 22°
Reclinación de respaldo	0 a 35°	0 a 35°
Color de armazón	Gris antracita mate	Gris plata
Peso	Desde 40 kg	Desde 34 kg
Peso máximo de usuario	135 kg	145 kg



RUBIX2

Aluminio

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

52 / 56 / 60 cm

41 / 43,5 / 46 / 48.5 / 51 cm

37.5 a 53cm

0° a 6° ajustable

41 a 46 cm

Anchura de asiento + 19 cm

77 cm mín, 140 cm máx

95 cm

30 cm

n/a

Opcional

Azul, rojo brillante o gris plata brillante

15.5 kg / 16.8 kg en versión XL

125 kg / 170 kg en versión XL

STYLE X ULTRA

Aluminio

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

n/a

41 / 43,5 / 46 cm

38,5 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 / 51 cm

0° a 6° ajustable

37,5 a 45 cm (48 cm respaldo reclinable)

De 52,5 a 70 cm (52,5 cm con ruedas 12")

De 88,5 a 106 cm

78 cm (99 cm con respaldo reclinable)

-

n/a

Opcional

Azul marino, blanco puro, verde manzana, rojo brillante y gris selenio

Desde 13.8 kg
(con rueda trasera de 12")

150 kg (136 kg con anclajes para el transporte en vehículos "Crash-tested")

Breezy. Fácil de manejar. Fácil de ajustar. Fácil de pedir

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



STYLE X

STYLE

Material	Aluminio	Aluminio
Anchura de asiento	38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm	38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm
Anchura de asiento versión XL	n/a	n/a
Profundidad de asiento	43,5 cm (ajustable a 41 y 46 cm)	41,5 cm (45 cm con respaldo reclinable)
Altura de asiento	48,5 cm (ajustable de 41 a 51 cm)	51,5 cm (49 o 46,5 cm con ruedas de 6")
Ángulo de asiento	0° a 6° ajustable	3°
Altura de respaldo	40 a 45 cm (48 cm respaldo reclinable)	45 cm (50 cm con respaldo reclinable)
Anchura total	De 56 a 70 cm	Ancho de asiento + 18 cm (ruedas 24") Ancho de asiento + 14,5 cm (ruedas 12")
Longitud total con reposapiés	De 91 a 106 cm	103 cm (ruedas 24"), 98 cm (ruedas 12") 116,5 cm (modelo reclinable ruedas 24")
Altura total	80,5 cm (99 cm con respaldo reclinable)	88 cm (132,5 cm respaldo reclinable y reposacabezas)
Anchura plegada	-	26 cm
Basculación de asiento	n/a	n/a
Reclinación de respaldo	Opcional	Opcional
Color de armazón	Azul marino, blanco puro, verde manzana, rojo brillante y gris selenio	Azul marino, verde manzana, rojo brillante y gris selenio
Peso	Desde 14,7 kg	Desde 13,9 kg (Configuración Standard, talla 38)
Peso máximo de usuario	125 kg	125 kg



PREMIUM

BREEZY 90

Acero

Acero

37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm

40 / 42 / 45 cm

42 cm

40 cm

50,5 cm
(48 ó 45,5 cm con ruedas de 22 y 6")

50 cm

3°

-

44,5 cm (82 cm con reposacabezas)

44 cm

Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24")
Ancho de asiento + 16,5 cm (ruedas 12")

Ancho de asiento + 16 cm (ruedas 24")
Ancho de asiento + 17,5 cm (ruedas 12")

103 cm (ruedas 24"), 95 cm (ruedas 12")
113 cm (modelo reclinable)

110 cm (ruedas 24"), 97 cm (ruedas 12")

94 cm (128 cm modelo reclinable y reposacabezas)

91,5 cm

31 cm

26,5 cm (28 cm con ruedas de 12")

n/a

n/a

Opcional

n/a

Verde musgo, rojo rubí, azul marino y gris
antracita

Azul

Desde 16,5 kg
(Configuración Standard, talla 37)

19,45 kg
(Configuración Standard, talla 40)

125 kg

125 kg



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

