

SEPANG

1466SE

SILLA ELÉCTRICA PARA
GRANDES PESOS
HEAVY DUTY ELECTRIC WHEELCHAIR

 HASTA 205KG.
UP TO 205KG.


 BURDEOS
BURGUNDY

- Silla de ruedas eléctrica bariátrica, soporta hasta 205kg.
- Sistema de asiento 'Rehab' con anclaje en 4 puntos para proporcionar mayor estabilidad.
- Suspensión delantera y trasera.
- Súper maniobráble en espacios reducidos, tanto en interior como en exterior, gracias al diseño con rueda motriz y ruedas satélite.
- Ángulo de asiento ajustable de 0° a 45°.
- Joystick PG.

- Electric wheelchair suitable for bariatric users.
- Rehab seat 4 points fixing system form better stability.
- Rear and front suspension.
- Very maneuverable in tight spaces, both indoors and outdoors.
- Seat with adjustable angle from 0° to 45°.
- PG Joystick.

Peso soportado Weight capacity	205 Kg.
Velocidad máxima Max. speed	8 Km/h
Autonomía Range	32 Km.*
Pendiente superable Gradient	8°
Motor Power	24V / 575W
Batería Battery	50 Ah x 2U
Peso con baterías Weight with batteries	110 Kg.
Ruedas motriz Drive wheels	300 mm. macizas PU
Rueda satélite Satellite wheels	150 mm. macizas PU
Radio de giro Turn radius	58 cm.

MEDIDAS
MEASURE

1452SE	46 - 56	90	69	102	56	46 - 51	205	110
	cm.						Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.