



# I-Tauro

Movilidad Eléctrica



# I-Tauro

## Movilidad Eléctrica

La I-Tauro es la Scooter Apex que presenta un equilibrio perfecto entre prestaciones y comodidad. Potencia, fiabilidad y comodidad en una sola scooter. Ideal para pequeñas excursiones.

- **Potente:** Con motor de 500W y dos baterías de 36 Ah.
- **Fiable:** Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que los protege de la corrosión y el agua.
- **Cómoda:** Asiento y columna de conducción regulables. Manillar ergonómico. Ruedas neumáticas de 11" para un mayor confort.

## Elementos destacados:



Asiento regulable en profundidad



Reposabrazos abatibles



Mando ergonómico



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Columna de conducción



Kit de luces delanteras

## Accesorios:



Funda de almacenaje



Baúl delantero



Portabastones



Soporte botella de oxígeno



Cesta trasera



Paravientos



Bolsa trasera con portabastones doble



Soporte para móvil



Colgadores para bolso



Cargador USB



| Descripción de producto               | Referencia |
|---------------------------------------|------------|
| I-Tauro                               | 0407005    |
| Descripción de accesorios             |            |
| Funda de almacenaje                   | 04060552   |
| Baúl delantero                        | 04060551   |
| Portabastones                         | 04060547   |
| Soporte botella de oxígeno            | 04060548   |
| Cesta trasera                         | 04060549   |
| Paravientos                           | 04060772   |
| Bolsa trasera con portabastones doble | 04060773   |
| Soporte para móvil                    | 04060745   |
| Colgadores para bolso                 | 04061133   |
| Cargador USB                          | 04060771   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 141,5 x 66,5 x 65 cm |
| Peso total de la caja                         | 89 kg                |

| Especificaciones técnicas          |  |
|------------------------------------|--|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 120 x 62 x 119 cm  |
| Peso máximo soportado              | 136 kg   |
| Peso con baterías                  | 87 kg  |
| Peso sin baterías                  | 64 kg  |
| Velocidad máxima                   | 8 km/h   |
| Pendiente máxima                   | < 82 kg hasta 10°<br>82-136 kg hasta 8°<br>136 kg hasta 4° |
| Radio de giro                      | 154 cm   |
| Tipo de motor                      | 500W 3100 rpm  |
| Ruedas delanteras                  | 11". Neumáticas  |
| Ruedas traseras                    | 11". Neumáticas  |
| Baterías                           | 12V de 36 Ah x 2 unidades                                  |
| Cargador                           | 5A externo   |

| Garantía                 |         |
|--------------------------|---------|
| Bastidor                 | 2 años  |
| Baterías                 | 6 meses |
| Componentes electrónicos | 1 año   |



**APEX**  
Care for a Healthy Life

**APEX MEDICAL, S.L.**  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
Fax: 94.470.64.09  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com

Medidas en cm