



9010 · 9010R

Ayudas de baño

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

9010 / 9010R Banqueta de ducha



9010

9010 R



BANQUETA DE DUCHA CON DOS AGARRES

La ayuda de baño **9010** es una banqueta para la ducha que dispone de dos agarres laterales para optimizar la postura del usuario. Cuenta con contornas antideslizantes que proporcionarán al usuario estabilidad y seguridad.

El ancho total es de 51 cm, la profundidad es de 34 cm y el alto es regulable de 34 a 44 cm. El ancho del asiento es de 51 cm y la profundidad de 30 cm.

Disponible la versión bariátrica que soporta un peso máximo de 136 kg.

Fabricado en plástico y aluminio.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	51 cm
Profundidad total	34 cm
Alto total (regulable en altura · 5 niveles)	34 - 44 cm
Ancho del asiento	51 cm
Profundidad del asiento	30 cm

Peso

Peso total	1,70 kg
Peso máximo soportado	100 kg*

*Banqueta bariátrica disponible · Peso máximo soportado 136 kg

Material Plástico y aluminio

Color Blanco

Blanco

Plástico +
Aluminio



Click aquí para ver la ficha de la web

BANQUETA BARIÁTRICA DISPONIBLE · PESO MÁXIMO SOPORTADO 136 KG

