

REF. 2022
PARALELA PLEGABLE
REGULABLE EN ALTURA 2m



DESCRIPCIÓN

BASES DE MADERA BARNIZADO NATURAL. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC PARA UN MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. REGULABLE EN 4 ALTURAS DESDE 75 A 99 CM. EN TRAMOS DE 8 CM. PLEGABLE EN CUALQUIER ALTURA.

CONSTA DE

DOS BASES Y DOS BARRAS ENCAJABLES EN ELLAS



MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE DE 75 cm A 99 cm
- ANCHO EXTERIOR: 75 cm
- ANCHO INTERIOR: 58 cm
- ANCHO PLEGADA: 24 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- LARGO PLEGADA: 264 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS BASES Y LAS BARRAS SEPARADAS PARA SU ENSAMBLAJE

DESCRIPCION

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,5 m (3,14 m PLEGADA)

REF. 2023
PARALELA PLEGABLE
REGULABLE EN ALTURA 2.5m

DESCRIPCION

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m (3,64 m PLEGADA)

REF. 2024
PARALELA PLEGABLE
REGULABLE EN ALTURA 3m

