



BiPPEX Series

Pulsioximetría

Equipos no invasivos que permiten un chequeo instantáneo de la saturación de oxígeno en la hemoglobina de la sangre, así como la medición del pulso.



BiPEX LED: Pulsioxímetro de dedo con encendido y apagado automático. Fácil lectura de la pantalla gracias a su luz LED. Incorpora colgador.



BiPEX Plus: Pulsioxímetro de dedo con encendido y apagado automático. Incorpora curva plestimográfica para un mayor control del pulso del paciente. Se suministra con funda protectora de silicona y bolsa de transporte con colgador.



BiPEX Pro: Pulsioxímetro de mano con software incorporado para un mayor control médico. Posibilidad de utilizarlo con niños. Dispone de alarmas (visual y sonora) para una mayor seguridad del paciente. Con pantalla de alta resolución de 2,8 pulgadas. Almacenamiento de datos de hasta 72 horas y transferencia mediante USB.

Descripción de producto	BiPEX LED	BiPEX Plus	BiPEX Pro
Referencia	0801007	0801005	0801004
Descripción de accesorios			
Sensor pediátrico (15 kg - 45 kg)			0803007

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	11,5 x 4,2 x 14 cm 4,1 gr	8 x 8 x 5,5 cm 75 gr	16,1 x 10,2 x 11,5 cm
--	------------------------------	-------------------------	-----------------------

Especificaciones técnicas	BiPEX LED	BiPEX Plus	BiPEX Pro
Dimensiones (largo x ancho x alto)	3,5 x 3,8 x 6 cm	3,3 x 3,6 x 5,8 cm	12,6 x 6 x 3 cm
Peso	38 gr	60 gr	195 gr
Tipo de sonda			M - 50 E
Rango de saturación de oxígeno	0-100%	35% - 100% Precisión 70% -99% +/- 2%	Precisión 70% -100% +/- 2%
Rango de medición del pulso	25-250 BPM	30-250 BPM +/- 2	30-250 BPM +/- 2
Índice de perfusión		0% - 20% < 0,4 sin lectura	0,2 - 1,0% +/- 0,2% 0,1 - 20% +/- 20%
Curva Plestimográfica		Sí	Sí
Baterías	2 pilas AAA	2 pilas AAA	3 Alcalinas AA
Duración de las pilas	17 horas	30 horas	10 horas
Temperatura de uso	5° - 40°	5° - 40°	0° - 40°
Garantía	2 años	2 años	2 años. Sensores 3 meses



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com