

Altitude - Altitude-E

Sillones confort

-  PU Soft Touch verde
-  PU Soft Touch naranja
-  PU Soft Touch púrpura
-  PU Soft Touch praliné
-  polipiel/microfibra marrón
-  polipiel/microfibra negro



Basculación de 0° a 40°

- 1** Versión eléctrica
- 2** Reposacabezas acolchado
- 3** Cinturón de seguridad de 4 puntos
- 4** Opcional: B12 - Mesa extraíble y plegable
- 5** Cuatro ruedas giratorias con freno
- 6** Placa de reposapiés de una sola pieza equipada con un mecanismo de resorte para que el usuario la pueda pisar durante la transferencia



6 Placa de reposapiés de una sola pieza



7 Totalmente desenfundable



5 B52 - Soporte porta-suero (opcional)



6 B06 - reposapiés independientes (opcional)



720	380	275 (cojín 60 mm)	445-470-495	1295	832	0°-40°	440	1090-1640	33,9	120
	400	255 (cojín 80 mm)	465-490-515	1320	812		460			
	420	235 (cojín 100 mm)	485-510-535	1345	792		480			
	440									
	480									

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

