



Báscula para bebés PS3001

Art. PS3001

Báscula para bebés digital.

- Función de tara: restablece la báscula balanza a cero después de colocar una toalla o un paño suave en el plato
- Función de bloqueo: útil para detener el peso del niño en la pantalla a pesar de los movimientos continuos

Italian Design by Liliana Dal Toso and Francesco di Bella.

DIMENSIONES	52 x 32 x 6 cm
PESO	1.80 kg
CÓDIGO DE BARRAS	8033224600611
COMPONENTES DEL PRODUCTO	1 Báscula, 1 Manual de usuario
LCD	7.8 x 2.8 cm
TIPO DE ALIMENTACIÓN	4 x 1.5V alkaline AAA (not included)
PESO MÁXIMO	20 kg – 44.09 lb – 705.4 oz
DIVISIONES	5 g – 0.01 lb – 0.1 oz
MATERIAL DE LA PLATAFORMA	ABS

