



Báscula para bebés PS7030

Art. PS7030

- Envíe automáticamente las pesas de su bebé a su smartphone.
- Compatible con bluetooth 4.0 y tecnología superior.
- Función WEIGHT LOCK: útil para detener el peso del niño en la pantalla a pesar de los movimientos continuos.
- Función TARA: pone a cero la escala después de colocar una toalla o paño suave sobre el plato.

DIMENSIONES	56 x 33 x 4.6 cm
PESO	1.61 kg
CÓDIGO DE BARRAS	8013240102665
COMPONENTES DEL PRODUCTO	1 Báscula, 1 Manual de usuario
DISPLAY	LCD – 7.1 x 2.7 cm
TIPO DE ALIMENTACIÓN	3 x 1.5V AAA alcalino (no incluido)
PESO MÁXIMO	20 kg
DIVISIONES	5 g
MATERIAL DE LA PLATAFORMA	ABS