

OFERTA DE TENSÍOMETROS LAICA

LAICA®

	BM7002	BM7003	BM2605	BM2604	BM2302	BM2301	BM2006	BM1007	BM1006
TIPO	BRAZO	MUÑECA	BRAZO	BRAZO	BRAZO	BRAZO	BRAZO	MUÑECA	MUÑECA
TAMAÑO DEL BRAZALETE	Estándar 220-300 mm.	Estándar 140-195 mm.	Estándar 220-420 mm.	Estándar 220-300 mm.	Estándar 220-300 mm.	Estándar 220-360 mm.	Estándar 220-360 mm.	Estándar 140-195 mm.	Estándar 135-215 mm.
BLUETOOTH	■	■							
MEMORIAS	120 memorias (60 x 2 usuarios)	120 memorias (60 x 2 usuarios)	90 memorias	120 memorias (30 x 4 usuarios)	120 memorias (30 x 4 usuarios)	120 memorias (30 x 4 usuarios)	120 memorias	120 memorias (30 x 4 usuarios)	120 memorias (60 x 2 usuarios)
MEDIA DE LAS MEDICIONES	■	■	■	■	■	■		■	■
FECHA Y HORA	■	■	■	■	■	■		■	■
DETECTA ARRÍTMIAS	■	■	■	■	■	■		■	■
COMPARA CON LOS DATOS DE LA OMS	■	■	■	■	■	■		■	■
TAMAÑO DEL DISPLAY	LCD 6.3 X 8 cm	LCD 4.2 x 4.7 cm	LCD 8 x 7 cm	LCD 8.7 x 7.4 cm	LCD 5.1 x 6.1 cm	LCD 5.5 x 8.2 cm	LCD 4.5 x 3 cm	LCD 4 x 4.7 cm	LCD 3.7 x 4.8 cm
CAJA PARA GUARDARLO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIPO DE ALIMENTACIÓN	4 x 1,5V alcalinas AA (incluidas)	2 x 1,5V alcalinas AAA (incluidas)	4 x 1,5V alcalinas AA (incluidas)	4 x 1,5V alcalinas AAA (incluidas)	4 x 1,5V alcalinas AAA (incluidas)	4 x 1,5V alcalinas AA (incluidas)	4 x 1,5V alcalinas AA (incluidas)	2 x 1,5V alcalinas AAA (incluidas)	2 x 1,5V alcalinas AAA (incluidas)
MEDIDAS	15 x 9 x 5.1 cm	6.2 x 8.1 x 6.4 cm	16.5 x 23.5 x 10 cm	15 x 9.5 x 4.8 cm	10.6 x 8.2 x 5.2 cm	16.3 x 11 x 8.2 cm	13.2 x 10 x 6.5 cm	6.8 x 9 x 7 cm	7.7 x 6.2 x 6.5 cm
PESO	472 g	190 g	750 g	420 g	380 g	530 g	450 g	190 g	180 g