

Cadeo

ROLLATOR



ancho	590 mm
largo	600 mm
altura total	800 - 910 mm
profundidad del asiento	300 mm
ancho asiento	300 mm
altura del asiento	540 mm
peso con bolso	5,5 kg
carga máxima	90 kg
ruedas	ø 110 mm
Colores	azul

Posibles desviaciones en tamaño y peso (15 mm / 1,5kg). - Abriendo nuevos horizontes en movilidad.



Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

Vermeiren Iberica, S.L. - Carretera de Cartellà, km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona) - Tel: +34 972 42 84 33 - Fax: +34 972 42 92 39
www.vermeiren.es - info@vermeiren.es



Nuevos horizontes