



**150 kg**  
MINI

**180 kg**  
XL



# GRÚA AÚPA

Grúas compactas y con gran capacidad de elevación.



más de 50 años viviendo sin límites

# GRÚAS AÚPA



Grúa eléctrica diseñada para facilitar el traslado del usuario.



Disponibles en dos tallas, la Aúpa Mini que soporta un peso de hasta 150 kg y Aúpa XL que soporta hasta 180 kg.

**La experiencia a lo largo del tiempo hace que la Grúa Aúpa ofrezca las mejores prestaciones haciendo fácil y cómodo su sistema de transferencia.**

**Ideal por sus mínimas dimensiones, para moverse en espacios reducidos.**

**Compacta y con gran capacidad de elevación.**

**Grúa eléctrica con arnés incluido.**

La grúa aúpa eléctrica es ideal para el traslado del usuario y para realizar sus cuidados pertinentes de una forma cómoda, fácil y práctica. Además, trae de serie un arnés que se coloca de forma fácil en la grúa y proporciona una óptima seguridad a la persona.

El diseño de las grúas Aúpa buscan maximizar la seguridad del usuario durante su uso, por lo que el arnés se adapta a las necesidades de la persona en cuestión, proporcionándole una sujeción óptima mientras lo mantiene suspendido en el aire para la realización de las tareas.



## ARNÉS BÁSICO INCLUIDO

Manufacturado con materiales de alta calidad y resistencia que cumplen con las exigencias necesarias manteniendo el confort y la seguridad del usuario.



DISPONIBLE  
GRÚA AÚPA HIDRÁULICA

### GRÚA ELÉCTRICA CON SISTEMA "QUICK RELEASE"

Sistema que permite el plegado de la grúa de una manera fácil y rápida.



Percha con 4 puntos de seguridad




Motor eléctrico para la elevación



Mando controlador



Quick Release para un fácil plegado  
Disponible para Grúa Aúpa Mini



Ruedas traseras con freno de bloqueo

# FICHA TÉCNICA



Medidas	AÚPA MINI 150 KG	AÚPA XL 180 KG
Ancho total (patas regulables)	50 - 87 cm	60 - 78,5 cm
Apertura total*	40 - 78 cm	50 - 69 cm
Profundidad total	104 cm	108 cm
Alto total	129 - 185,5 cm	130 - 183,5 cm
Alto del arnés al suelo	60 - 167 cm	59 - 163 cm

Peso	AÚPA MINI 150 KG	AÚPA XL 180 KG
Peso total	39,90 kg	42,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg	180 kg

\*Distancia entre los interiores de las patas delanteras (espacio efectivo de apertura).

Material: Aluminio

Color: Negro y plata

Motor: 24V · 8000N

Potencia del motor: 24V · 8000N

Batería: 10 Ah

Número de baterías: 2 de 5 Ah



## 4 ARNESES DISPONIBLES

Las grúas Aúpa cuentan con diferentes diseños de arneses para poder adaptar su uso a las necesidades del usuario.

Disponibles 4 modelos de arneses que se colocan de forma fácil en la grúa y proporcionan una óptima seguridad a la persona. Manufacturados con materiales de alta calidad y resistencia, los **arneses Aúpa** cumplen con las exigencias necesarias manteniendo el confort y la seguridad del usuario.



El arnés básico viene de serie con la Grúa Mini y la Grúa XL.



El arnés cambia pañal, facilita elevar al usuario desde una posición sentada.



El arnés de 2 piezas facilita la incorporación e higiene del usuario en la cama.



El arnés confort o cabezal, facilita la elevación del usuario con mayor control y comodidad.