

Eden - Eden-E

Sillones confort

 
 polipiel/ polipiel/
 microfibra microfibra
 marrón negro



- 1 Eden-E - versión electrica
- 2 Reposacabezas extraíble
- 3 Barra de empuje
- 4 Tapizado en Polipiel/Microfibra totalmente desenfundable
- 5 Cinturón de seguridad de 3 puntos
- 6 Soporte para pantorrillas



Basculación de -3° a 30°



Ruedas con freno



Mesita auxiliar abatible incluida de serie



Accionador (Eden-E)



770	380 440 480	230	400-430	1350	830	-3°-30°	460	710	34 (Eden) 36 (Eden-E)	120

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— EDEN —