



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Sillón elevador compacto EASY con 2 motores

ref: AD756

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-compacto-easy>



La butaca Easy se caracteriza por un estilo informal y elegante que se adapta a cualquier ambiente. Responde a todas las exigencias del descanso y el relax y gracias a sus dos motores opcionales permite adoptar cualquier postura. Easy está fabricada con medidas contenidas y es la más pequeña de la colección (su ancho total es solo 58cm) para integrarse fácilmente incluso en aquellos espacios de reducidas dimensiones.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Dos motores

El sillón Easy viene equipado con dos motores de serie. Lo que permite poder actuar el respaldo y los reposapiés de forma independiente según las necesidades del usuario en cada momento.



Posición TV

Easy tiene dos motores de serie, de manera que se puede accionar el reposapiés o el respaldo de manera independiente para adoptar cualquier posición a su conveniencia. Elevar solo las piernas para descansarlas es siempre agradable y permite una variedad de actividades relajantes, tales como leer, practicar algún hobby o ver la TV desde una cómoda postura.

Relax Total

Posición de extensión total del respaldo y de las piernas para adoptar la función de cama para un cómodo descanso. Dormir o hacer una relajante siesta en esta butaca con orejeras es siempre reparador y agradable.

Elevación

Gracias a la función de elevación es posible levantarse de la butaca fácilmente y sin esfuerzo, tan solo apretando un botón del mando la persona puede incorporarse lentamente. Esta función, que también puede ser de ayuda para sentarse, facilita el día a día a personas con problemas de movilidad.



Easy es uno de los sillones más compactos del mercado. Con un ancho total de tan solo 58 cm, lo convierte en un sillón elevable ideal para espacios reducidos, donde otros sillones convencionales no tienen cabida.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



KIT DE BATERÍA
(OPCIONAL)



Detalles únicos:

Dada la larga experiencia en el diseño y fabricación de sillones considerados como producto sanitario para facilitar la vida y proporcionar una mayor independencia a personas con movilidad reducida, las butacas elevadoras de la colección Egoísta vienen fabricadas con espumas blandas de alta calidad para la prevención de úlceras por presión y equipadas con detalles que marcan aún más la diferencia con sillones chinos de espumas duras y de inferior calidad.

Por ejemplo, el reposa talones que aún oculto a la vista, se despliega al elevar el reposa piernas; no deja los pies colgando y reduce la presión en las piernas. Buchacas a ambos lados de los brazos que no solo añaden comodidad de uso sino que se adaptan a diferentes personas con necesidades diferentes.

Kit Batería (opcional)

El kit batería opcional permite usar la butaca, aunque esté desenchufada y lejos de una toma de corriente eléctrica. La batería cargada garantiza 60 ciclos de movimiento. El práctico enchufe, tipo Jack, situado de manera convenientemente accesible en el respaldo facilita la carga. Esta opción es ideal para usarla en combinación del Roller System que permite desplazar la butaca cómodamente sobre ruedas.

Roller system (opcional)


Una butaca que se puede desplazar fácilmente y con libertad es mucho más práctica para una gran variedad de situaciones, tales como sentarse a la mesa para comer, desplazar la butaca junto a una ventana para distraerse o para tomar el sol, etc. Permite desplazar fácilmente la butaca sobre 4 ruedas adicionales que se extraen con tan solo presionar el pedal, de muy fácil acceso, situado en la parte trasera de la butaca. Finalizado el desplazamiento, accionando de nuevo el pedal, las 4 ruedas se retraen y la butaca vuelve a descansar sobre sus patas.






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.
Fácil limpieza y mantenimiento. Los tejidos italianos de alta calidad de esta colección son anti manchas y se pueden limpiar fácilmente tan solo con agua tibia y un paño. Aun así, cuando la butaca está sometida a uso intensivo o institucional, por ejemplo, en residencias, están disponibles como opción fundas completas protectoras. Las fundas protectoras cubren el respaldo, las orejeras si es el caso y todo el asiento y se suministran con el mismo tejido y color que la butaca.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

