

# MAGNUM XL PRO

## MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMAS

PRODUCTO DE FISIOTERAPIA ADECUADO PARA RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD COMPROMETIDA POR TRAUMA.

32 SALUD Y REHAB | 14 ESTÉTICA Y FITNESS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

#### Canales

2 independientes

#### Intensidad emitida

- 100 Gauss de media por canal

- 500 Gauss de pico total

#### Frecuencia regulable

5-200Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Difusores

2 flexibles. Tamaño mm 300x100

#### Alimentación

Red

#### Tamaño

mm 100x160x35

#### Peso

gr 296

### DOTACIÓN


· 1 Bolso

· 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM XL PRO

· 2 Difusores flexibles mm 300x100

· 1 Alimentador

· 1 Manual operativo



### OPCIÓN DE COMPRA

· MAGNUM XL PRO con 2 difusores flexibles

· MAGNUM XL PRO con 2 difusores rígidos

· MAGNUM XL PRO con 2 difusores soft



CE  
0476



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



PROGRAMABLE



STIM LOCK



ALIMENTACIÓN A RED

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM XL PRO

## MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### SALUD - REHAB

Fracturas
Fractura hombro
Fractura de clavícula
Fractura cuello femoral
Fractura antebrazo
Fractura pelvis
Fractura fibia
Fractura muñeca
Fractura escafoides
Retraso consolidación fractura
Manguito Rotador
Tunel carpiano
Dolor de espalda
Artrosis
Osteoporosis
Osteoartritis mano
Osteoartritis cadera
Osteoartritis hombro
Osteoartritis columna
Osteoar. de rodilla
Osteoartritis cervical
Prótesis rodilla
Post-operatorio LCA
Limpieza de carfilago
Proteis cadera
Epitrocleitis
Epicondilitis
Tendinitis
Edemas
Dolores articulares
Esguince tobillo
Artritis

#### BELLEZA-FITNESS

Drenaje abdomen
Drenaje miembros superiores
Drenaje muslos, glúteos, caderas
Celulitis abdomen
Celulitis miembr. sup.
Celulitis gluteos caderas
Estados edematosos
Piernas hinchadas
Tratamiento reactivantes
Tratamiento tonific.tejidos
Acne
Cicatrices
Arrugas faciales
Estrías