



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador plegado ultra estrecho FOLDY

ref: AD190

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/andadores/andador-plegado-ultra-estrecho-foldy>



El FOLDY es un andador muy sólido que se puede plegar de manera muy rápida. Equipado con 2 ruedas delanteras y dos patines traseros, ayuda a la marcha de forma fiable y segura mientras avanza.

Con poca fuerza podrá levantar un poco las patas traseras con cada paso y avanzar de forma segura y controlada en todo momento. Adecuado especialmente para personas para las que las ayudas para caminar con 4 ruedas le resultan demasiado inseguras.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



PLEGADO ULTACOMPACTO



El sistema de plegado es totalmente innovador y está patentado. Nuestro andador FOLDY se pliega ultraestreo para que se pueda guardar fácilmente en el rincón más pequeño de su hogar con un solo movimiento. Con su peso de tan solo 3,2 kg. es ideal para llevarlo a cualquier lugar y cabe fácilmente en el coche.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

DOS COLORES DISPONIBLES



3

120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Color	Dimensiones plegado	Ancho	Fondo	Altura regulable
AD190A	Azul	21x14x91 cm	65 cm	54 cm	de 83 a 99 cm
AD190M	Marrón	21x14x91 cm	65 cm	54 cm	de 83 a 99 cm