

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR MURANO

Longitud scooter	144 cm	Baterías	2x58 Ah
Anchura scooter	67 cm	Motor	800W(4Polos)
Velocidad máxima	15 km/h	Autonomía máxima	55 km
Peso total	108 kg	Peso máximo recomendado	159 kg
Amortiguación delantera	SI (doble)	Amortiguación trasera	SI (doble)
Luces delanteras	SI (LED)	Luces traseras	SI (LED)
Intermitentes delanteros	SI (LED)	Intermitentes traseros	SI (LED)
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Manillar	ergonómico
Asiento regulable en altura	SI	Diametro ruedas	30 cm
Asiento regulable en profundidad	SI	Tipo cubiertas	neumáticas
Respaldo abatible y reclinable	SI	Color	azul
Anchura base asiento	45 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	49 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	SI	Freno manual de seguridad	SI
Interruptor ahorro baterías	SI	Disyuntor de protección	SI
Toma de USB	SI (doble)	Porta-latas de serie	SI
Guardabarros delanteros móviles	SI	Toma de carga en columna dirección	SI
Luces warning emergencia	SI	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Cesta trasera	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Asiento transportín	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

