




Recupera tu autonomía

Suelta tus ganas de conducir



NUEVA GAMA DE SCOOTERS ARDEA MOBILITY 2022 BY MORETTI



Con la alegría de la
autonomía.

**Mueve tu
ganas de
conducir.**



MARDEA **mobility 200**

CE



MOTOR

270W



VELOCIDAD MÁXIMA

6 KM/H



AUTONOMÍA

>11 KM



CAPACIDAD MÁXIMA

113 KG



BATERÍA

12V 2X12AH

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Asiento giratorio y respaldo abatible

Imágenes para fines ilustrativos



Toma de corriente



Scooter desmontado

Características del producto

RENDIMIENTO

Radio de giro	123 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	5 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	2Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-45A
Freno	Electromecánico

* Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014 - **Consulte las páginas del catálogo para los accesorios**



Sigue tu corazón.
Encuentra
el perfecto
compañero
de viaje.



MARDEA bility 210

CE



Equipado con
espejos retrovisores



MOTOR

350W



VELOCIDAD MÁXIMA

6 KM/H



AUTONOMÍA

>21 KM



CAPACIDAD MÁXIMA

149 KG



BATERÍA

12V 2X22AH



PUERTO

USB

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Asiento giratorio y abatible



Suspensiones delanteras y traseras

Imágenes para fines ilustrativos



Espejos retrovisores



Toma de corriente y puerto USB



Juego luces LED delanteras



Scooter desmontado



Características del producto

RENDIMIENTO


Radio de giro	127 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	8 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	3Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-70A
Freno	Electromecánico

* Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014 - **Consulte las páginas del catálogo para los accesorios**

Déjate llevar.
Sigue tu ola
de rock.



MARDEA **ability 220**

CE



Equipado con
espejos retrovisores



MOTOR
600W*



VELOCIDAD MÁXIMA
10 KM/H



AUTONOMÍA
>34 KM



CAPACIDAD MÁXIMA
158 KG



BATERÍA
12V 2X50AH



PUERTO
USB

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Ajuste de inclinación de los reposabrazos



Asiento giratorio, abatible, ajustable en profundidad

Imágenes para fines ilustrativos



Tablero y espejos retrovisores
(no ilustrado)



Selector de modo de conducción,
toma de corriente y puerto USB



Juego de luces LED delanteras
con indicadores de dirección



Juego de luces LED traseras
con indicadores de dirección



Suspensiones delanteras y traseras

Características del producto

RENDIMIENTO

Radio de giro	140 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	10 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	5Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-90A
Freno	Electromecánico

* 4 polos ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014 - **Consulte las páginas del catálogo para los accesorios**



Personalidad y estilo.
**Una explosión
de energía.**



MARDEA **mobility 230**

CE



Equipado con
espejos retrovisores



MOTOR
800W*



VELOCIDAD MÁXIMA
13 KM/H



AUTONOMÍA
>36 KM



CAPACIDAD MÁXIMA
158 KG



BATERÍA
12V 2X50AH



PUERTO
USB

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Ajuste de inclinación de los reposabrazos



Asiento giratorio, abatible, ajustable en profundidad

Imágenes para fines ilustrativos



Espejos retrovisores y tablero



Selector de modo de conducción, toma de corriente y puerto USB



Juego de luces LED delanteras con indicadores de dirección



Juego de luces LED traseras con indicadores de dirección



Suspensiones delanteras y traseras

Características del producto

RENDIMIENTO

Radio de giro	149 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	12 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-120A
Freno	Electromecánico y de estacionamiento



Da voz a tu ganas
de viajar.
**iSube al
asiento del
conductor!**



MARDEA **mobility 240**

CE



Equipado con
espejos retrovisores



MOTOR
1100W*



VELOCIDAD MÁXIMA
15 KM/H



AUTONOMÍA
>49 KM



CAPACIDAD MÁXIMA
180 KG



BATERÍA
12V 2X75AH



PUERTO
USB

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Ajuste de inclinación de los reposabrazos



Asiento giratorio, abatible, ajustable en profundidad

Imágenes para fines ilustrativos



Espejos retrovisores



Selector de modo de conducción, toma de corriente y puerto USB



Juego de luces LED delanteras con indicadores de dirección



Juego de luces LED traseras con indicadores de dirección



Suspensiones delanteras y traseras

Características del producto

RENDIMIENTO

Radio de giro	140 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	12 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-140A
Freno	Electromecánico y de estacionamiento

* 4 polos ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014 - Consulte las páginas del catálogo para los accesorios



Cambia de música.
Da paso a tu
estilo.



MARDEA **mobility 250**

CE



Equipado con
espejos retrovisores



MOTOR

1650W*



VELOCIDAD MÁXIMA

15 KM/H



AUTONOMÍA

>45 KM



CAPACIDAD MÁXIMA

203 KG



BATERÍA

12V 2X100AH



PUERTO

USB

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste del inclinación del manillar



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Ajuste de inclinación de los reposabrazos



Asiento giratorio, abatible, ajustable en profundidad

Imágenes para fines ilustrativos



Tablero con pantalla LCD y espejos retrovisores (no ilustrado)



Selector de modo de conducción, toma de corriente y puerto USB



Juego de luces LED delanteras con indicadores de dirección



Juego de luces LED traseras con indicadores. de dirección



Suspensiones delanteras y traseras

Características del producto

RENDIMIENTO

Radio de giro	175 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	12 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-200A
Freno	Electromecánico y de estacionamiento

* 4 polos ** Pendiente estimada (rated slope) según EN12184-2014 - **Consulte las páginas del catálogo para los accesorios**



Mejor que en el cine.
**Emprenderás
viajes
increíbles.**



MARDEA **mobility 260**

CE



Equipado con
espejos retrovisores



MOTOR
1650W*



VELOCIDAD MÁXIMA
15 KM/H



AUTONOMÍA
>54 KM



CAPACIDAD MÁXIMA
203 KG



BATERÍA
12V 2X120AH



PUERTO
USB

Detalles del producto



Ajuste del ángulo de dirección



Ajuste del inclinación del manillar



Ajuste de ancho de los reposabrazos



Ajuste de inclinación de los reposabrazos



Asiento giratorio, abatible, ajustable en profundidad



Espejos retrovisores, selector de modo de conducción y tablero



Toma de corriente y puerto USB



Juego de luces LED delanteras con indicadores de dirección



Juego de luces LED traseras con indicadores de dirección



Capota desmontable de serie



Suspensiones delanteras y traseras

Imágenes para fines ilustrativos



Características del producto

RENDIMIENTO

Radio de giro	166 cm
Pendiente máxima estimada que se puede superar**	12° - 21%
Obstáculo máximo	12 cm

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cargador	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Controller	PG S-200A
Freno	Electromecánico y de estacionamiento



NUEVA GAMA DE SCOOTERS ARDEA MOBILITY 2022 BY MORETTI



www.morettispa.com

