



I-Terra

Movilidad Eléctrica

Plegado automático mediante
mando a distancia

①



②



③



I-Terra

Movilidad Eléctrica

La I-Terra es la nueva scooter plegable de Apex cuyas reducidas dimensiones la convierten en la más compacta del mercado sin renunciar al diseño y a la fiabilidad.

- **Compacta:** Sus reducidas dimensiones (86 cm de largo y 46,5 de ancho) la convierten en la scooter plegable de menor longitud del mercado.
- **Plegable:** Su mando a distancia permite un plegado eléctrico instantáneo. También cuenta con los pulsadores traseros que permiten plegarla/desplegarla automáticamente sin utilizar el mando.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio, su peso total tan solo es de 23,5 kg.
- **Segura:** Cuenta con un sistema ESP (Control Electrónico de Estabilidad) en el giro. Incorpora luz delantera y trasera LED que permite ver y ser visto.

Elementos destacados:




Pulsadores traseros para plegarla/desplegarla automáticamente



Manillar ergonómico



Timón ajustable en altura



Luz LED trasera

Luces LED delanteras

Rueda de 8" maciza

Rueda de 7" maciza

Accesorios:



Cesta delantera




Portabastones



Sujetavasos



Reposabrazos



Medidas en cm

Descripción del producto	Referencia
I-Terra	0407008

Descripción de accesorios	
Portabastones smart	04061135
Cesta delantera	04061138
Sujetavasos	04061456
Reposabrazos izquierdo	04060890
Reposabrazos derecho	04060891

Especificaciones técnicas	
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	86 x 46,5 x 87-100 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	37 x 46,5 x 78 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	23,5 kg
Peso sin baterías	21,3 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	3°
Radio de giro	111 cm
Tipo de motor	180W
Ruedas delanteras	7" maciza
Ruedas traseras	8" maciza
Batería litio	11,5 ah 24V
Suspensión	No

Garantías	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes eléctricos	1 año