

Encuentra las medidas perfectas de tu cojín antiescaras ROHO

Esta gama de cojines posee un amplio rango de medidas. Aquí encontrarás el tamaño de cojín que necesitas en función del ancho de asiento y largo del respaldo de tu silla de ruedas. Para saber qué cojín escoger, mide tu silla y encuentra el rango de medidas en el que encaje en función del perfil de cojín que necesites: alto, medio o bajo. Con múltiples medidas estándar y otras muchas especiales en función del perfil de cojín escogido.

Por ejemplo, si tu asiento mide 27cm y el respaldo 30cm y buscas un cojín de perfil alto; tu cojín adecuado sería el de 6x6 celdas.

*Estas son todas las medidas disponibles para cada perfil.

QUADTRO SELECT – Perfil Alto



Celdas de 10 cm de altura. Funda transpirable, elástica, lavable. Control de memoria Isoflo. Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2. Sin límite de peso. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO COMPATIBILIDAD SILLAS
MEDIDAS ESTANDAR		Rango ancho y largo (más estrecho a más ancho)
QS66C	Quadtro Select Perfil Alto 6x6	26,5 – 31 / 26,5 – 31
QS67C	Quadtro Select Perfil Alto 6x7	26,5 – 31 / 31 – 35
QS77C	Quadtro Select Perfil Alto 7x7	31 – 35 / 31 - 35
QS78C	Quadtro Select Perfil Alto 7x8	31 – 35 / 35 – 39,5
QS79C	Quadtro Select Perfil Alto 7x9	31 – 35 / 39,5 – 44
QS710C	Quadtro Select Perfil Alto 7x10	31 – 35 / 44 – 48,5
QS87C	Quadtro Select Perfil Alto 8x7	35 – 39,5 / 31 – 35
QS88C	Quadtro Select Perfil Alto 8x8	35 – 39,5 / 35 – 39,5
QS89C	Quadtro Select Perfil Alto 8x9	35 – 39,5 / 39,5 – 44
QS810C	Quadtro Select Perfil Alto 8x10	35 – 39,5 / 44 – 48,5
QS98C	Quadtro Select Perfil Alto 9x8	39,5 – 44 / 35 – 39,5
QS99C	Quadtro Select Perfil Alto 9x9	39,5 – 44 / 39,5 – 44
QS910C	Quadtro Select Perfil Alto 9x10	39,5 – 44 / 44 – 48,5
QS911C	Quadtro Select Perfil Alto 9x11	39,5 – 44 / 48,5 – 53,5
QS108C	Quadtro Select Perfil Alto 10x8	44 – 48,5 / 35 – 39,5

QS109C	Quadro Select Perfil Alto 10x9	44 – 48,5 / 39,5 – 44
QS1010C	Quadro Select Perfil Alto 10x10	44 – 48,5 / 44 – 48,5
QS1011C	Quadro Select Perfil Alto 10x11	44 – 48,5 / 48,5 – 53,5
QS118C	Quadro Select Perfil Alto 11x8	48,5 – 53,5 / 35 – 39,5
QS119C	Quadro Select Perfil Alto 11x9	48,5 – 53,5 / 39,5 – 44
QS1110C	Quadro Select Perfil Alto 11x10	48,5 – 53,5 / 44 – 48,5
QS1111C	Quadro Select Perfil Alto 11x11	48,5 – 53,5 / 48,5 – 53,5

MEDIDAS ESTANDAR ESPECIALES		Rango ancho y largo (más estrecho a más ancho)
QS912C	Quadro Select Perfil Alto 9x12	39,5 – 44 / 53,5 – 57
QS1012C	Quadro Select Perfil Alto 10x12	44 – 48,5 / 53,5 – 57
QS1013C	Quadro Select Perfil Alto 10x13	44 – 48,5 / 57 – 61
QS1113C	Quadro Select Perfil Alto 11x13	48,5 – 53,5 / 57 – 61
QS1114C	Quadro Select Perfil Alto 11x14	48,5 – 53,5 / 61 – 65,5
QS128C	Quadro Select Perfil Alto 12x8	53,5 – 57 / 35 – 39,5
QS129C	Quadro Select Perfil Alto 12x9	53,5 – 57 / 39,5 – 44
QS1210C	Quadro Select Perfil Alto 12x10	53,5 – 57 / 44 – 48,5
QS1211C	Quadro Select Perfil Alto 12x11	53,5 – 57 / 48,5 – 53,5
QS1212C	Quadro Select Perfil Alto 12x12	53,5 – 57 / 53,5 – 57
QS1213C	Quadro Select Perfil Alto 12x13	53,5 – 57 / 57 – 61
QS1214C	Quadro Select Perfil Alto 12x14	53,5 – 57 / 57 – 61
QS138C	Quadro Select Perfil Alto 13x8	57 – 61 / 35 – 39,5
QS139C	Quadro Select Perfil Alto 13x9	57 – 61 / 39,5 – 44
QS1310C	Quadro Select Perfil Alto 13x10	57 – 61 / 44 – 48,5
QS1311C	Quadro Select Perfil Alto 13x11	57 – 61 / 48,5 – 53,5
QS1312C	Quadro Select Perfil Alto 13x12	57 – 61 / 53,5 – 61
QS1313C	Quadro Select Perfil Alto 13x13	57 – 61 / 57 – 61
QS1314C	Quadro Select Perfil Alto 13x14	57 -61 / 61 – 65,5
QS148C	Quadro Select Perfil Alto 14x8	61 – 65,5 / 35 – 39,5
QS149C	Quadro Select Perfil Alto 14x9	61 – 65,5 / 39,5 – 44
QS1410C	Quadro Select Perfil Alto 14x10	61 – 65,5 / 44 – 48,5
QS1411C	Quadro Select Perfil Alto 14x11	61 – 65,5 / 48,5 – 53,5

QS1412C	Quadtro Select Perfil Alto 14x12	61 - 65,5 / 53,5 - 57
QS1413C	Quadtro Select Perfil Alto 14x13	61 - 65,5 / 57 - 61

QUADTRO SELECT – Perfil Medio



Celdas de 8 cm de altura. Funda transpirable, elástica, lavable. Control de memoria Isoflo. Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2. Sin límite de peso. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO COMPATIBILIDAD SILLAS
MEDIDAS ESTANDAR		Rango ancho y largo (más estrecho a más ancho)
QS77MPC	Quadtro Select Perfil Medio 7x7	31 - 35 / 31 - 35
QS78MPC	Quadtro Select Perfil Medio 7x8	31 - 35 / 35 - 39,5
QS88MPC	Quadtro Select Perfil Medio 8x8	35 - 39,5 / 35 - 39,5
QS89MPC	Quadtro Select Perfil Medio 8x9	35 - 39,5 / 39,5 - 44
QS99MPC	Quadtro Select Perfil Medio 9x9	39,5 - 44 / 39,5 - 44
QS910MPC	Quadtro Select Perfil Medio 9x10	39,5 - 44 / 44 - 48,5
QS109MPC	Quadtro Select Perfil Medio 10x9	44 - 48,5 / 39,5 - 44
QS1010MPC	Quadtro Select Perfil Medio 10x10	44 - 48,5 / 44 - 48,5

QUADTRO SELECT – Perfil Bajo



Celdas de 5 cm de altura. Funda transpirable, elástica, lavable. Control de memoria Isoflo. Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2. Sin límite de peso. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO COMPATIBILIDAD SILLAS
MEDIDAS ESTANDAR		Rango ancho y largo (más estrecho a más ancho)
QS56LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 5x6	22 - 26,5 / 26,5 - 31
QS66LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 6x6	26,5 - 31 / 26,5 - 31
QS67LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 6x7	26,5 - 31 / 31 - 35
QS77LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 7x7	31 - 35 / 31 - 35
QS78LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 7x8	31 - 35 / 35 - 39,5
QS79LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 7x9	31 - 35 / 39,5 - 44
QS87LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 8x7	35 - 39,5 / 31 - 35
QS88LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 8x8	35 - 39,5 / 35 - 39,5
QS89LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 8x9	35 - 39,5 / 39,5 - 44
QS810LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 8x10	35 - 39,5 / 44 - 48,5
QS98LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 9x8	39,5 - 44 / 35 - 39,5
QS99LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 9x9	39,5 - 44 / 39,5 - 44
QS910LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 9x10	39,5 - 44 / 44 - 48,5
QS911LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 9x11	39,5 - 44 / 48,5 - 53,5
QS108LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 10x8	44 - 48,5 / 35 - 39,5
QS109LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 10x9	44 - 48,5 / 39,5 - 44
QS1010LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 10x10	44 - 48,5 / 44 - 48,5
QS1011LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 10x11	44 - 48,5 / 48,5 - 53,5
QS119LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 11x9	48,5 - 53,5 / 39,5 - 44
QS1110LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 11x10	48,5 - 53,5 / 44 - 48,5
QS1111LPC	Quadtro Select Perfil Bajo 11x11	48,5 - 53,5 / 48,5 - 53,5

MEDIDAS ESTANDAR ESPECIALES		
QS1210LPC	Quadro Select Perfil Bajo 12x10	53,5 - 57 / 44 - 48,5
QS1211LPC	Quadro Select Perfil Bajo 12x11	53,5 - 57 / 48,5 - 53,5
QS1212LPC	Quadro Select Perfil Bajo 12x12	53,5 - 57 / 53,5 - 57
QS1310LPC	Quadro Select Perfil Bajo 13x10	57 - 61 / 44 - 48,5
QS1311LPC	Quadro Select Perfil Bajo 13x11	57 - 61 / 48,5 - 53,5