



Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE2012

Art. NE2012

El Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE2012 LAICA permite una nebulización rápida y muy fina. Está equipado con un práctico compartimento de accesorios, que permite que los componentes del dispositivo se puedan guardar de forma higiénica. Adecuado para la nebulización de cualquier medicamento, incluso aquellos grasos como cortisonas, aceites esenciales y suspensiones.

- Práctico compartimento para los accesorios – ahorro de espacio
- Se puede utilizar con todos los tipos de medicamentos

DIMENSIONES 25.3 x 16.4 x 12.5 cm

PESO 1.4 kg

CÓDIGO DE BARRAS 8013240200057

COMPONENTES DEL PRODUCTO 1 nebulizador, 1 Mascarilla para adultos, 1 Mascarilla para niños, 1 Adaptador nasal, 1 Ampolla, 1 Tubo para la conducción del aire, 1 adaptador bucal, 2 Filtros, 1 Manual de instrucciones

RECAMBIOS DISPONIBLES

- Ampolla con ajuste
- Set compuesto por mascarilla para adultos y mascarilla para niños
- Set compuesto por adaptador bucal y tubo para la conducción del aire
- Filtros de aire

ALIMENTACIÓN 230V 50Hz 150 VA

RUIDO A 1 METRO 58 dB

DIMENSIÓN MEDIA DE

LAS PARTÍCULAS	2.61 μm
FLUJO DE LA NEBULIZACIÓN	0,35 ml/min.
CAPACIDAD AMPOLLA	min. 2 ml, max 12 ml