



Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE2013

Art. NE2013

El Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE2013 LAICA permite una nebulización rápida y muy fina.

- Soporte práctico para ampollas
- Rocía todos los medicamentos para la terapia de aerosol

DIMENSIONES 20 x 17.5 x 9 cm

PESO 1.214 kg

CÓDIGO DE BARRAS 8013240200514

COMPONENTES DEL PRODUCTO 1 nebulizador, 1 Mascarilla para adultos, 1 Mascarilla para niños, 1 Adaptador nasal, 1 Ampolla, 1 Tubo para la conducción del aire, 1 adaptador bucal, 2 Filtros, 1 Manual de instrucciones

RECAMBIOS DISPONIBLES

- Ampolla con ajuste
- Set compuesto por mascarilla para adultos y mascarilla para niños
- Set compuesto por adaptador bucal y tubo para la conducción del aire
- Filtros de aire

ALIMENTACIÓN 230V 50Hz 150 VA

RUIDO 61.5 dB

DIMENSIÓN MEDIA DE LAS PARTÍCULAS 2.61 μm

**FLUJO DE LA
NEBULIZACIÓN**

0,35 ml/min.

**CAPACIDAD
AMPOLLA**

min. 2 ml, max 12 ml