



## Nebulizador de ultrasonidos para aerosolterapia NE1005

Art. NE1005

El nebulizador ultrasónico para aerosolterapia Laica NE1005 garantiza una nebulización rápida y extremadamente silenciosa. La DIMENSIONES reducida El tamaño reducido y la forma compacta lo hacen particularmente manejable y adecuado para ser usado incluso cuando se viaja. Fácil de usar, gracias a su silencio, es la solución ideal para niños.

- Muy silencioso
- Funcionamiento tanto a baterías como a red (transformador no incluido)
- Compacto y fácil de manejar

<b>DIMENSIONES</b>	12.7 x 5.3 x 6.1 cm
<b>PESO</b>	220 g
<b>CÓDIGO DE BARRAS</b>	8033224601854
<b>COMPONENTES DEL PRODUCTO</b>	1 nebulizador, 1 Mascarilla para adultos, 1 Mascarilla para niños, 1 Adaptador para mascarilla, 1 Adaptador bucal, 2 baterías, 1 Manual de instrucciones, 1 Bolsita
<b>RECAMBIOS DISPONIBLES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set compuesto da mascarilla para adultos, mascarilla para niños, Adaptador bucal y adaptador para mascarilla</li> <li>• Transformador para utilizar a red</li> <li>• Cámara de nebulización</li> </ul>
<b>ALIMENTACIÓN Y POTENCIA</b>	2x1.5V baterías alcalinas tipo AA, o a red con transformador non incluido (AC 230V-50Hz 0.15A / DC 6.0V 0.4A)
<b>RUIDO A 1 METRO</b>	37.4 dB

<b>DIMENSIÓN MEDIA DE LAS PARTÍCULAS</b>	4.8 $\mu\text{m}$
<b>FLUJO DE LA NEBULIZACIÓN</b>	Aproximadamente 0,25ml./min.
<b>Volumen máximo de producto inhalado</b>	Max 10 ml = 10 cc