



Tensiómetro digital de brazo BM2301

Art. BM2301

El tensiómetro digital de brazo, LAICA BM2301, es un dispositivo médico de uso doméstico completamente automático. Permite una detección rápida de los valores de presión arterial (sistólica y diastólica), de la frecuencia cardíaca y señala la presencia de arritmias eventuales.

Fácil de usar, le permite controlar la presión arterial diariamente en casa, rápidamente.

- 30 memorias para 4 personas (120 memorias)
- Práctica bolsita incluida
- Gran display LCD de fácil lectura
- Comparación inmediata de los valores de presión arterial detectados de acuerdo con la clasificación desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

DIMENSIONES	16.3 x 11 x 6.5 cm
PESO	560 g
CÓDIGO DE BARRAS	8033224601670
COMPONENTES DEL PRODUCTO	1 esfigmomanómetro, 1 brazalete de tamaño estándar (22-36 cm), 4 baterías, 1 bolsita, 1 manual de instrucciones
RECAMBIOS DISPONIBLES	Brazalete de tamaño estándar (22-36 cm), Brazalete de tamaño largo (30-42)
CAPACIDAD DE MEMORIAS	30 memorias x 4 usuarios (120 memorias)
NÚMERO DE USUARIOS	4

LCD	5.5 x 8.2 cm
MEDIA DE LAS MEDIDAS	Media de las 3 últimas mediciones
FECHA Y HORA	SI
DETECCIÓN DE ARRITMIAS	SI
TIPO DE ALIMENTACIÓN	4 x 1.5V baterías alcalinas AA