



## Tensiómetro digital de brazo BM2302

Art. BM2302

### DESCRIPTION

El tensiómetro digital de brazo, LAICA BM2302 es un dispositivo médico completamente automático para uso doméstico. Permite la medición rápida de la presión arterial (sistólica y diastólica) y la frecuencia cardíaca e indica cualquier arritmia. Fácil de usar, le permite controlar su presión arterial rápidamente todos los días, en el hogar.

- 30 registros para 4 personas (120 registros)
- Equipado con un estuche útil
- Gran pantalla LCD fácil de leer

<b>DIMENSIONES</b>	10.6 x 8.2 x 5.2 cm
<b>PESO</b>	380 g
<b>CÓDIGO DE BARRAS</b>	8013240200095
<b>COMPONENTES DEL PRODUCTO</b>	1 esfigmomanómetro, 1 brazalete de tamaño estándar (22-30 cm), 4 baterías, 1 bolsita, 1 manual de instrucciones
<b>RECAMBIOS DISPONIBLES</b>	Brazalete de tamaño estándar (22-30 cm), Brazalete de tamaño largo (30-42)
<b>CAPACIDAD DE MEMORIAS</b>	30 memorias x 4 usuarios (120 memorias)
<b>NÚMERO DE USUARIOS</b>	4
<b>LCD</b>	5.1 x 6.1 cm

<b>MEDIA DE LAS MEDIDAS</b>	SI
<b>FECHA Y HORA</b>	SI
<b>DETECCIÓN DE ARRITMIAS</b>	SI
<b>TIPO DE ALIMENTACIÓN</b>	4 x 1.5V baterías alcalinas AA (incluido)