



Tensiómetro digital de brazo BM2604

Art. BM2604

El tensiómetro digital de brazo, LAICA BM2604 es un dispositivo médico completamente automático para uso doméstico. Permite la medición rápida de la presión arterial (sistólica y diastólica) y la frecuencia cardíaca e indica cualquier arritmia. Fácil de usar, le permite controlar su presión arterial rápidamente todos los días, en el hogar.

- 30 registros para 4 personas (120 registros)
- Equipado con un estuche útil
- Gran pantalla LCD fácil de leer

DIMENSIONES	15 x 9.5 x 4.8 cm
PESO	420 g
CÓDIGO DE BARRAS	8013240200088
COMPONENTES DEL PRODUCTO	1 esfigmomanómetro, 1 brazalete de tamaño estándar (22-30 cm), 4 baterías, 1 bolsita, 1 manual de instrucciones
RECAMBIOS DISPONIBLES	Brazalete de tamaño estándar (22-30 cm), Brazalete de tamaño largo (30-42)
CAPACIDAD DE MEMORIAS	30 memorias x 4 usuarios (120 memorias)
NÚMERO DE USUARIOS	4
LCD	8.7 x 7.4 cm

MEDIA DE LAS MEDIDAS	Media de las 3 últimas mediciones
FECHA Y HORA	SI
DETECCIÓN DE ARRITMIAS	SI
TIPO DE ALIMENTACIÓN	4 x 1.5V baterías alcalinas AA (incluido)