



## Tensiómetro digital de brazo BM2605

Art. BM2605

El tensiómetro digital de brazo, LAICA BM2605, es un dispositivo médico completamente automático para uso doméstico. Permite el control rápido de los valores de la presión arterial (sistólica y diastólica) y de la frecuencia cardíaca. Fácil de usar, le permite controlar la presión arterial diariamente en casa, de forma rápida.

- 90 recuerdos
- Pantalla extra grande que es fácil de leer
- Pulsera extragrande (22-42 cm)
- Soporte de puño integrado
- Comparación inmediata de los valores de presión arterial detectados con la clasificación desarrollada por la Organización Mundial de la Salud

**DIMENSIONES** 16.5 x 23.5 x 10 cm

**PESO** 750 g

**CÓDIGO DE BARRAS** 8013240200286

**COMPONENTES DEL PRODUCTO** 1 esfigmomanómetro, 1 brazalete de tamaño extragrande (22 – 42 cm), 4 baterías, 1 bolsita, 1 manual de instrucciones

**RECAMBIOS DISPONIBLES** Brazalete de tamaño extragrande (22 – 42 cm)

**CAPACIDAD DE MEMORIAS** 90

**LCD** 8 x 7 cm

**MEDIA DE LAS MEDIDAS** presente

**FECHA Y HORA** presente

**DETECCIÓN DE ARRITMIAS** presente

**TIPO DE ALIMENTACIÓN** 4 x 1.5V baterías alcalinas AA (incluidas)