



Tensiómetro digital de brazo digital BLUETOOTH BM7002

Art. BM7002

El tensiómetro de brazo Smart Laica BM7002 es un dispositivo totalmente automático para uso doméstico. Permite una rápida detección de los valores de presión arterial (sistólica y diastólica), la frecuencia cardíaca e indica la presencia de eventuales arritmias.

Fácil de usar, permite monitorizar los valores de presión arterial, incluso diariamente, en casa, rápidamente.

Descarga la aplicación gratuita Laica Home Wellness para memorizar y monitorizar datos directamente en tu smartphone.

- Memoriza hasta 120 mediciones (60 memorias para 2 personas)
- Práctico estuche de transporte incluido
- Pantalla LCD grande y de fácil lectura
- Envía los datos del tensiómetro arterial a tu smartphone. Compatible con smartphone iOS y Android™.

Laica Home Wellness - Tensiómetro Smart

**Lista de los dispositivos compatibles:**

iOS con sistema operativo a partir de la versión 10.

Android™ desde la versión 6.0 (Marshmallow).



"The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Laica S.p.A. is under license. Other trademarks and trade name are those of their respective owners. iOS, iPhone, iPad mini, iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android™, Play Store™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc."

| | |
|---------------------------------|--|
| DIMENSIONES | 15 x 9 x 5.1 cm |
| PESO | 472 g |
| CÓDIGO DE BARRAS | 8013240200064 |
| COMPONENTES DEL PRODUCTO | 1 esfigmomanómetro, 1 tamaño estándar pulsera (22-30 cm), 4 baterías, 1 bolsita, 1 manual de instrucciones |
| RECAMBIOS DISPONIBLES | Tamaño estándar pulsera (22 – 30 cm), talla grande pulsera (30 – 42 cm) |
| CAPACIDAD DE MEMORIAS | 60 records x 2 usuarios (120 memories) |
| NÚMERO DE USUARIOS | 2 |
| LCD | 6.3 x 8 cm |

MEDIA DE LAS MEDIDAS SI

FECHA Y HORA SI

**DETECCIÓN DE
ARRITMIAS** SI

TIPO DE ALIMENTACIÓN 4 x 1.5V alkaline batteries AA

**Lista de dispositivos
compatibles** Smartphone iOS a partir de 10 generation; para dispositivos con sistema operativo Android™ a partir de la 6.0 generation (Marshmallow).