

# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMAS

LA MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL ES IDEAL PARA TRATAMIENTOS CASEROS. MAGNUM 2500 ESTÁ INDICADO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE TRAUMATISMOS Y FRACTURAS, ASÍ COMO PARA ALIVIAR Y AYUDAR A LA REGENERACIÓN DE ARTICULACIONES EN PRESENCIA DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS COMO ARTROSIS Y ARTRITIS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Dimensión área visible 2,6"

#### Canales

2 independientes

#### Intensidad emitible con difusores flexibles

- 160 Gauss de media por canal
- 320 Gauss de media totales (para 2 canales)

#### Frecuencia

5-200Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programación libre

Posibilidad de introducir hasta 5 programas personalizados por usuario

#### Función 1+1

Posibilidad de realizar dos programas diferentes al mismo tiempo, utilizando 1 canal cada uno

#### Alimentación

Red

#### Tamaño


mm 100x160x35

#### Peso

gr 296

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 2500
- 1 Solenoide flexible mm 330x110
- 1 Cargador
- 1 Manual de uso



### OPCIONES DE COMPRA

- G5438 MAGNUM 2500 con 1 solenoide flexible
- G5645 MAGNUM 2500 con 2 solenoides soft
- G5646 MAGNUM 2500 con 2 solenoides rígidos



CE  
0476



LAST 10



FUNCIÓN PREFERIDOS



MULTI USER / 5 USUARIOS



PROGRAMABLE



OPCIÓN ALQUILER



FUNCIÓN 1+1



RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS



ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

#### DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

#### INFIAMACIONES

Antiinflamatorio

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

#### ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartilago

Prótesis rodilla

Prótesis cadera

#### PATOLOGÍAS ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombro

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura femúr

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Edemas óseos

#### TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

#### PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 10Hz

Programa 20Hz

Programa 30Hz

Programa 40Hz

Programa 50Hz

Programa 60Hz

Programa 70Hz

Programa 80Hz

Programa 90Hz

Programa 100Hz

Programa 120Hz

Programa 140Hz

Programa 160Hz

Programa 180Hz

Programa 200Hz