

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMAS

PRODUCTO DE FISIOTERAPIA ADECUADO PARA RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD COMPROMETIDA POR TRAUMA.
16 SALUD Y REHAB | 10 ESTÉTICA Y FITNESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Canales

2 independientes

Intensidad emitida

- 70 Gauss de media por canal
- 400 Gauss de pico total

Frecuencia regulable

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Difusor

1 flexible. Tamaño mm 300x100

Alimentación

Red

Tamaño


mm 100x160x35

Peso

gr 280

DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM XL
- 1 Difusor flexible mm 300x100
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



OPCIÓN DE COMPRA

- MAGNUM XL con 1 difusor flexible
- MAGNUM XL con 2 difusores rígidos
- MAGNUM XL con 2 difusores soft



CE
0476



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



PROGRAMABLE



STIM LOCK



ALIMENTACIÓN A RED

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

SALUD-REHAB

Fracturas

Fractura hombro

Fractura antebrazo

Fractura tibia

Fractura muñeca

Retraso consolidación fractura

Inflamación manguito rotador

Túnel carpiano

Dolor de espalda

Artrosis

Osteoporosis

Osteoartritis mano

Osteoartritis cervical

Osteoartritis hombro

Osteoartritis columna

ESTÉTICA Y FITNESS

Drenaje

Celulitis

Estados edematosos

Piernas hinchadas

Tratamiento reactivante

Regeneración tisular

Acné

Cicatrices

Arrugas faciales

Estrias